

# HENm/HENm Cart

Etiquetagem da S-Monovette® com os dados específicos do paciente antes da colheita de sangue



## Tube Labeler HENm (equipamento de mesa) e HENm Cart (versão móvel)

- Disponibilização da S-Monovette etiquetada com os dados específicos do paciente de acordo com informações do KIS ou do LIS
- 1 kit por paciente com etiquetas adicionais e impressão de talões
- Sem erros de etiquetagem, sem tubos em falta
- Segurança do processo no laboratório graças a etiquetas posicionadas na perfeição

## Segurança do processo desde a colheita de sangue até ao laboratório

A etiquetagem manual dos tubos de colheita de sangue é uma fonte de erros. As etiquetas podem ser mal posicionadas, interferindo na análise no laboratório, ou aplicadas no tubo errado (código de material errado) ou os tubos podem ser esquecidos, tendo de ser pedidos novamente, o que faz perder tempo precioso.

HENm e HENm Cart disponibilizam kits completos do paciente com S-Monovette perfeitamente etiquetada. A aplicação no hospital ou em ambulâncias pode ser feita num local central ou em modalidade móvel diretamente ao pé do paciente. As informações do KIS (sistema de informação hospitalar) ou do LIS (sistema de informação laboratorial) determinam quais são os S-Monovette necessários. Também podem ser impressas etiquetas para recipientes adicionais de amostras, p. ex., copos para urina, Zaragatoas de esfregaço, etc., e adicionados avulso ao kit. A impressão de talões resume as informações e conclui o processo.

Com o agitador de rolos integrado, o HENm Cart assegura a alta qualidade do material da amostra. Os tubos são agitados logo a seguir à colheita de sangue. A bateria integrada alimenta com segurança o HENm, o agitador de rolos e o PC durante a ronda pela enfermaria.



Tabuleiro com kit do paciente



Agitador de rolos no HENm Cart



Impressão de talões

## Dados técnicos

	Tube Labeler HENm	Tube Labeler HENm Cart (versão móvel)
<b>SARSTEDT REF.</b>	90.191.450	90.191.451
<b>Débito</b>	Até 1400 tubos/h; aprox. 900/h na operação de rotina	Até 1400 tubos/h; aprox. 900/h na operação de rotina
<b>Tipos S-Monovette®</b>	Diâmetro: 11–16 mm Comprimento: 75–129 mm (incl. tampa e haste do êmbolo)	Diâmetro: 11–16 mm Comprimento: 75–129 mm (incl. tampa e haste do êmbolo)
<b>Quantidade de tipos S-Monovette®</b>	máx. 14	máx. 14
<b>Capacidade do depósito</b>	máx. 140	máx. 140
<b>Entrada de tubos</b>	Na horizontal no compartimento, alinhados	Na horizontal no compartimento, alinhados
<b>Saída do kit</b>	Tabuleiro aberto	Tabuleiro aberto
<b>Processo de impressão</b>	Térmico direto	Térmico direto
<b>Tamanho do rótulo</b>	45X30 mm	45X30 mm
<b>Tipo de código de barras</b>	Todos os 1-D comuns, matriz de dados	Todos os 1-D comuns, matriz de dados
<b>Impressora suplementar (integrada)</b>	Para rótulos extra	Para rótulos extra
<b>Deteção do tipo de tubo</b>	sim	sim
<b>Deteção do rótulo primário</b>	sim	sim
<b>Bateria para alimentação independente da rede</b>	não	sim – 13 h em standby
<b>Agitador integrado</b>	não	sim – agitador de rolos para 4 tubos; 24 rpm
<b>Dimensões L x P x A</b>	199x599x396 mm	599x845x920 mm
<b>Peso</b>	20 kg	55 kg

SARSTEDT S.A.  
Sintra Business Park, Edifício 8  
Zona Industrial da Abrunheira  
2710-089 Sintra  
Tel: +351 21 915 6010  
Fax: +351 21 915 6019  
info.pt@sarstedt.com  
www.sarstedt.com