









# Blutkultur • Adapter • BloodCulture Adapter • Adaptateur universel pour hémoculture • Adattatore per Emocultura • Adaptador universal de hemocultivo • Adaptador universal de hemocultura • Bloedcultuur adapter • Adaptér na krevní kultury • Adaptér pre krvné kultúry • Adapter na posiew krwi • Переходник для посева крови • Kan Kültür Adaptörü

Handhabungshinweis · Handling instructions · Notice d'utilisation · Istruzioni per l'utilizzo · Instrucciones de manejo · Instruções de manuseamento · Aanwijzingen voor gebruik · Pokyny pro manipulaci · Pokyny pre manipuláciu · Instrukcja użytkowania · Советы по использованию · Kullanım Talimatları






14.1209

14.1207



optional  
optional  
optionnel  
opzionale  
opcional  
opcioneel  
voliteľný  
voliteľný  
opcionalny  
опціональний  
opzionale!



- [DE] Die Blutentnahme mit Blutkulturflaschen muss unter Berücksichtigung der hygienischen Anforderungen erfolgen. Der Handhabungshinweis des Blutkulturflaschen-Herstellers ist zu beachten. Verpackungen aseptisch öffnen.
- [EN] Ensure that blood collection using blood culture flasks is carried out with regards to hygienic requirements. Observe the blood culture flask manufacturer's instructions for use. Open each packaging aseptically.
- [FR] S'assurer que le prélèvement sanguin utilisant des flacons pour hémoculture est effectué en respectant les exigences liées à l'hygiène. Respecter le mode d'emploi du fabricant des flacons pour hémoculture. Ouvrir chaque emballage de façon aseptique.
- [IT] Assicurarsi che il prelievo ematico da bottiglia per emocultura soddisfi i requisiti igienici. Osservare le istruzioni d'uso del fabbricante delle bottiglie emocultura. Aprire ogni singola confezione in modo asettico.
- [ES] Asegurar que la extracción de sangre con el frasco de hemocultivo se lleva a cabo según requisitos de higiene. Observar las instrucciones de uso que indica el fabricante del frasco de hemocultivo. Abrir el paquete en condiciones asepticas.
- [PT] Assegurar que a colheita de sangue utilizando frascos de Hemocultura é efetuada em conformidade com os requisitos de higiene. Respeitar as Instruções de Utilização do fabricante do frasco de Hemocultura. Abrir cada embalagem de forma asséptica.
- [NL] Zorg ervoor dat bloedafname met behulp van bloedkweekflessen wordt uitgevoerd volgens de hygiënische vereisten. Neem de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de bloedkweekfles in acht. Open elke verpakking op een aseptische wijze.
- [CZ] Používejte krevní odběrový systém v souladu s hygienickými a bezpečnostními požadavky. Dodržujte instrukce pro použití z kumavek dané výrobcem. Všechna balení otevírejte v aseptickém prostředí.
- [SK] Zabezpečte, aby sa krvný odberový systém používal v súlade s hygienickými a bezpečnostnými požiadavkami. Dodržujte pokyny výrobcu pri použití odberového systému. Každý obal otvorte pri dodržaní štandardných sterilných podmienok.
- [PL] Upewnij się, że pobieranie krwi za pomocą butelek na posiew krwi odbywa się zgodnie z wymogami higienicznymi. Przestrzegaj instrukcji obsługi producenta butelek na posiew krwi. Otwieraj każde opakowanie aseptycznie.
- [RU] Убедитесь, что взятие крови во флаконы для посева проводится с соблюдением всех необходимых гигиенических требований. Следуйте «Инструкциям по использованию» от производителей флаконов для посева крови. Вскрывать в асептических условиях.
- [TR] Kan kültürü şişeleri kullanarak kan almanın hijyenik gerekliliklere göre yapılmasını sağlayın. Kan kültürü şişesi üreticisinin Kullanım Talimatlarına uyun. Her bir ambalajı aseptik olarak açın.

99\_754\_000\_100  
Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind · This document may contain information on products that may not be available in particular countries · Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays · Questa brochure potrebbe contenere informazioni su prodotti non disponibili in alcuni paesi · Este folleto puede contener información de productos que podrían no estar disponibles en algunos países · Este panfleto poderá conter informações sobre produtos que não se encontram disponíveis em alguns países · Deze publicatie kan informatie bevatten over producten die eventueel niet in alle landen beschikbaar zijn · Tato publikace může obsahovat informace o produktech, které nemusí být dostupné v každém státě · Táto publikácia môže obsahovať informácie o produktoch, ktoré nemusia byť dostupné v každej krajine · Niniejszy dokument może zawierać informacje o wyrobach niedostępnych w niektórych krajach · Данная публикация может содержать информацию о продукции, которая может быть недоступна в определенных странах · Bu doküman, ürünler hakkında bilgiler içermekte olup bazı ülkelerde mevcut değildir

Technische Änderungen vorbehalten · Technical modifications reserved · Sous réserve de modifications techniques · Con riserva di modifiche tecniche · Modificaciones técnicas reservadas · Modificações técnicas reservadas · Technické změny vyhrazeny · Technické zmeny vyhradené · Zmiany techniczne zastrzeżone · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений без дополнительного извещения · Teknik değişiklik hakları saklıdır



info@sarstedt.com • www.sarstedt.com

SARSTEDT AG & Co. KG · P.O. Box 12 20 · D-51582 Nümbrecht · Phone +49 2293 305-0 · Fax +49 2293 305-3992