


S-Monovette® EDTA

Wichtige Information zur Handhabung

Zur Vermeidung von Fehlmessungen bzw. Nichtbearbeitung der Proben aufgrund Unterfüllung sollte das **Füllvolumen mindestens 80%*** betragen, da sonst die Werte verfälscht werden.


Diese Fehler lassen sich vermeiden, wenn bei der Blutentnahme die Kolbenstange bis zum Anschlag zurückgezogen wird und danach noch ca. 5 sec. gewartet wird, bis der Blutfluss sichtbar stoppt.




*gemäß ISO 6710 (1,2-2,0mg EDTA/ml Blut)

Barcode-Etikettierung

richtig




falsch



Wichtig: Gut mischen!

Die Blutprobe direkt nach der Entnahme **mindestens 3x** über Kopf schwenken!




Probenstabilität

Stabilität ist instrumentenabhängig.
Ausstrich **innerhalb von 3 Stunden**
nach Probennahme anfertigen.

W.G. Guder et. al. ; Die Qualität diagnostischer Proben; 7. Auflage 2012

**EDTA-Blut nicht
im Kühlschrank lagern!!**




S-Monovette® EDTA

Important information for use


In order to avoid incorrect measurements or samples not processed due to underfilling, **the filling volume should be at least 80%***. Otherwise the values will be falsified.

To avoid these errors during blood collection, pull back the plunger until it locks into the tube base and then wait approx. 5 seconds until the blood flow visibly stops.




*as per ISO 6710 (1.2-2.0 mg EDTA/ml blood)

Barcode labelling



Important: Mix thoroughly!

After blood collection, gently invert the blood sample **at least three times**.



Sample stability

Stability is instrument-dependent. Prepare the smear **within 3 hours** after blood collection.

W.G. Guder et. al. ; Die Qualität diagnostischer Proben; 7. Auflage 2012

Do not store EDTA blood in a refrigerator!!

