

# Inkontinenz

Versorgungs-Systeme

Aktiv leben  
Sicherheit bei Inkontinenz



*Sichere Tag- und Nachtversorgung  
mit den Inkontinenzhilfen von SARSTEDT*

 **SARSTEDT**

## Mobilität für den ganzen Tag

Zeitgemäße Beinbeutel-Systeme für sichere, diskrete Urinableitung zur Aufrechterhaltung von Mobilität und Aktivität.



### Komfort Urin-Beinbeutel

- Individuell anpassbar durch 10 cm oder 45 cm Schlauchlänge
- Antireflux-Ventil
- Füllvolumen 500 ml oder 1.000 ml
- Durch die Mittelabschweißung bei dem 500 ml Beutel werden Flüssigkeitsgeräusche sowie ein Ausdehnen des Beutels minimiert
- Einfach zu bedienender Ablasshahn mit Übernacht-Konnektionsansatz

### Urin-Beinbeutel

- Mit geradem oder schrägem 10 cm Schlauchansatz
- Antireflux-Ventil
- Füllvolumen 750 ml
- Bodenablauf-Ventil



Angenehmer Tragekomfort durch viskosebeflockte Rückseite

## UroStretch Beinbeutel-Befestigung

Die elastische, textile Schlauchbandage zur Beinbeutelbefixierung. Einsetzbar bei allen Urin-Beinbeuteln bis 750 ml Füllvolumen. Der UroStretch ist mehrmals verwendbar und waschbar (40°C). Er bietet hohen Tragekomfort durch:



- Keinerlei Kontakt des Beinbeutels mit der Haut (Vermeidung von Allergien, Hautirritationen)
- Fixierung des Beutels über die gesamte Fläche
- Individuelle Anpassung durch vier Größen
- Dämpfung von Flüssigkeitsgeräuschen



Der UroStretch wird von unten her so über den Oberschenkel gestreift, dass der farbige Rand zum Körper zeigt. Der rote Streifen sollte etwa 5 cm oberhalb des Knies liegen.



Der Beinbeutel wird aufgelegt und der Ablasshahn durch die Fixieröffnung in der Mitte des roten Streifens gesteckt.



Zum Schluss wird die sich noch am Unterschenkel befindliche äußere Seite des UroStretch über den Beinbeutel gestreift.

## Klettthalteband zur Befestigung von Beinbeuteln

Hoher Tragekomfort durch:

- Breite, elastische Ausführung der Haltebänder
- Hautfreundliches, aufgepolstertes Material
- Individuelle Anpassung durch drei Größen
- Verschleißfest, mehrmals waschbar (40°C)



Das System für den immobilen Patienten

Geschlossene Drainage-Systeme für die hygienische Versorgung von Katheterträgern mit dauerhafter Bettlägrigkeit.



Universeller Stufenkonnektor

Mit integrierter Punktionsstelle zur hygienischen Urinprobennahme, z.B. mit der Urin-Monovette® für die Sedimentgewinnung oder der Urin-Monovette® mit Stabilisator für die bakteriologische Urin-Analyse.



Universalhalterung

Die Universalhalterung ist problemlos vom Drainage-System zu lösen und mehrfach einsetzbar.



Tropfkammer

Mit hydrophober Belüftungsfläche für optimalen Druckausgleich und Ablaufverhalten des Urins. Die Tropfkammer ermöglicht besten Schutz vor ascendierender Keimwanderung.



Das horizontal angeordnete Membran-Rückschlagventil gewährleistet optimales Öffnungsverhalten bei kleinsten sowie größten Urinabflussmengen und verhindert den Urinrückfluss unabhängig von der Lage des Beutels.



**Urin-Auffangbeutel**

Transparenter Nachtbeutel zur einmaligen Verwendung

- Universaler Stufenkegel zum Anschluss an Katheter bzw. Urinkondome
- Überleitungsschlauch 90 cm
- Antireflux-Ventil
- Fassungsvermögen 2.000 ml
- Mit und ohne Ablassvorrichtung

**Drainagebeutel D-2**

- Universeller Stufenkonnektor mit integrierter Durchstechmembrane zur Urinprobenabnahme
- Großlumiger, knickstabiler Drainageschlauch bietet optimalen Harnfluss
- Fassungsvermögen 2.000 ml
- Antireflux-Ventil
- Beutelbelüftung
- Problemlose Entleerung des Beutels durch einfach zu bedienende Ablassvorrichtung
- Einzeln verpackt, steril

**Universal-Aufhänger**

- Geeignet für alle Urin-Auffangbeutel



Bezeichnung	Ausführung/Größe	Bestell-Nummer	Pharma-Zentral-Nr.	Hilfsmittel-Verz. Nr.	VE
Urin-Beinbeutel 750 ml gerader Einlaufschlauch	ETO** behandelt	74.5230.001	08407095	15.25.05.3012	200
	einzel verpackt, steril	74.5230.005	08406687	15.25.05.3012	50
	nicht sterilisiert	74.5230.101	08407103	15.25.05.1049	200
Urin-Beinbeutel 750 ml schräger Einlaufschlauch	ETO** behandelt	74.5231.001	08407126	15.25.05.3012	200
	einzel verpackt, steril	74.5231.005	08406670	15.25.05.3012	50
	nicht sterilisiert	74.5231.101	08407132	15.25.05.1049	200
Komfort Urin-Beinbeutel 500 ml, 10 cm Schlauch	einzel verpackt, steril	74.5810.005	08406693	15.25.05.3045	30
	nicht sterilisiert	74.5810.101	08406701	15.25.05.1075	30
Komfort Urin-Beinbeutel 500 ml, 45 cm Schlauch	einzel verpackt, steril	74.5815.005	08406718	15.25.05.3047	30
	nicht sterilisiert	74.5815.101	08406724	15.25.05.1076	30
Komfort Urin-Beinbeutel 1.000 ml, 10 cm Schlauch	einzel verpackt, steril	74.5820.005	08406931	15.25.05.3044	30
	nicht sterilisiert	74.5820.101	08406919	15.25.05.1077	30
Komfort Urin-Beinbeutel 1.000 ml, 45 cm Schlauch	einzel verpackt, steril	74.5825.005	08427382	15.25.05.3046	30
	nicht sterilisiert	74.5825.101	08406925	15.25.05.1078	30
Kletthalteband für Urin-Beinbeutel	Größe: <b>S</b> 380 - 430 mm	74.5766.001	08406664	15.99.99.0008	10
	Größe: <b>M</b> 440 - 530 mm	74.5766.002	08407149	15.99.99.0008	10
	Größe: <b>L</b> 550 - 650 mm	74.5766.003	08406641	15.99.99.0008	10
UroStretch zur Beinbeutel-Fixierung	Größe: <b>S</b> Farbcode: gelb (Unterschenkel)	74.5767.001	08406948	15.99.99.0009	10
	Größe: <b>M</b> Farbcode: blau	74.5767.002	08406954	15.99.99.0009	10
	Größe: <b>L</b> Farbcode: braun	74.5767.003	08406960	15.99.99.0009	10
	Größe: <b>XL</b> Farbcode: grün	74.5767.004	08406977	15.99.99.0009	10
UD 3plus geschlossenes Urin-Drainage-System	2.000 ml; mit integr. Halterung, 100 cm Schlauch	74.5330	07732775	15.25.07.0027	25
	2.000 ml; mit integr. Halterung, 120 cm Schlauch	74.5330.010	07732798	15.25.07.0026	25
	2.000 ml; ohne Halterung, 100 cm Schlauch	74.5335	07732812	15.25.07.0029	20
	2.000 ml; ohne Halterung, 120 cm Schlauch	74.5335.010	07732835	15.25.07.0025	20
Halterung für UD 3plus		74.5350	07732752	15.99.99.0010	15
Urin-Auffangbeutel 1.500 ml mit Antireflux-Ventil und Ablassventil	ETO** behandelt	74.5210.001	08407043	15.25.06.3003	150
	nicht sterilisiert	74.5210.101	08407066	15.25.06.1014	150
Urin-Auffangbeutel 2.000 ml mit Antireflux-Ventil	ETO** behandelt	74.5204.001	08407310	15.25.06*...	200
	einzel verpackt, steril	74.5204.005	08427376	15.25.06*...	100
	nicht sterilisiert	74.5204.101	08407304	15.25.06*...	200
Urin-Auffangbeutel 2.000 ml mit Antireflux-Ventil und Ablassvorrichtung	ETO** behandelt	74.5220.001	08407089	15.25.06.3003	150
	einzel verpackt, steril	74.5220.005	08406658	15.25.06.3003	100
	nicht sterilisiert	74.5220.101	08407072	15.25.06.1014	150
Drainagebeutel D-2 2.000 ml	einzel verpackt, steril	74.5455.005	08407190	15.25.09.005	50
Universalhalterung für Bettbeutel	Kunststoff	74.5350	07732752	15.99.99.0010	15

\* Die Aufnahme dieser Produkte im Hilfsmittelverzeichnis wurde beantragt.  
\*\* Ethylen-Oxid

SARSTEDT AG & Co.  
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht  
Telefon (+49) 0 22 93 30 50  
Telefax (+49) 0 22 93 305-3450  
**☎ Service 0800 (Deutschland)**  
Telefon (0800) 0 83 30 50  
info@sarstedt.com  
www.sarstedt.com