

# REGANESTH® unoplex


Ultraschallgestützte periphere Nervenblockaden

Die REGANESTH® unoplex Kanüle wurde für die Durchführung rein ultraschallgeführter peripherer Nervenblockaden entwickelt. Die *Rhombus Cut* Ultraschallmarkierung zeichnet sich durch eine hohe Echogenität aus und ermöglicht eine ausgezeichnete Sichtbarkeit der Kanülenspitze im Ultraschallbild.



## Effizient

Die *Rhombus Cut* Ultraschallmarkierung ermöglicht eine exzellente Echogenität



## Anwenderfreundlich

Komfortables Handling durch ergonomisch geformtes REGANESTH® Griffstück und Markierung zur Schliffforientierung



## Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE
79.8096.050	REGANESTH® unoplex 22G x 50 mm mit Zuspritzschlauch 600 mm, Ø 1,3/2,3 mm, Anschlüsse LL(m), LL(w)	10
79.8096.080	REGANESTH® unoplex 22G x 80 mm mit Zuspritzschlauch 600 mm, Ø 1,3/2,3 mm, Anschlüsse LL(m), LL(w)	10
79.8096.188	Unoplex-Katheter-Set 18G/21G Plexusnadel REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm Plexus-Katheter 21G x 400 mm mit Mandrin, Zuspritzschlauch 600 mm, Tuohy-Borst Adapter, Einführhilfe, Flachfilter 0,2 µm, REGAfix Flachfilterfixierung	5

Vertrieb durch:

TRANSMED  
Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Zinsdorfer Weg 16  
33181 Bad Wünnenberg  
Telefon (+49) 0 29 53 98 49-0  
Telefax (+49) 0 29 53 72 41  
info@transmed-medizintechnik.de  
www.sarstedt.com

# REGANESTH® unoplex


Ultrasound guided peripheral nerve blocks

The REGANESTH® unoplex cannula has been developed for the performance of peripheral nerve blocks solely guided by ultrasound. The *Rhombus Cut* ultrasound marker features a high echogenicity which provides a brilliant visualisation of the cannula tip on the screen.



## Effective

The *Rhombus Cut* ultrasound marker features an excellent echogenicity



## User-friendly

Comfortable handling due to the ergonomic design of the REGANESTH® hub with bevel position marking



## Ordering Information

Order No.	Description	Packaging
79.8096.050	REGANESTH® unoplex 22G x 50 mm with injection tube 600 mm, Ø 1,3/2,3 mm connectors LL(m), LL(f)	10
79.8096.080	REGANESTH® unoplex 22G x 80 mm with injection tube 600 mm, Ø 1,3/2,3 mm connectors LL(m), LL(f)	10
79.8096.188	Unoplex-Catheter-Set 18G/21G Plexus needle REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm, Plexus catheter 21G x 400 mm with stylet, extension tube 600 mm, Tuohy-Borst adapter, hub insert, flat filter 0.2 µm with fixation	5

Distributed by:

SARSTEDT AG & Co.  
P.O. Box 12 20  
D-51582 Nümbrecht  
Phone +49 2293 305-0  
Fax +49 2293 305-3992  
export@sarstedt.com  
www.sarstedt.com