

S-Monovette® EDTA 1,6 ml

NEU!!!



- Geringe Patientenbelastung durch reduziertes Probenvolumen
- Die Dimension \varnothing 11 mm x 66 mm ermöglicht die direkte Adaption an Hämatologie-Geräte
- Zur Zeit freigegeben für Sysmex Geräte der XN Serie

Bestellinformation

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Verkaufseinheit
05.1081.001	S-Monovette® EDTA 1,6 ml	50 St./IK 500 St./Karton

SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon (+49) 0 22 93 30 50
Telefax (+49) 0 22 93 305-282
☎ Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 30 50
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**