

Urindrainage-System UD 3_{plus}

Das geschlossene System für die sichere Urinableitung



- Jetzt mit Einstecktasche zur Aufnahme des Ablasshahns

Das Urindrainage-System mit höchster Sicherheit für Patient und Anwender

Schiebeklemme

zur Vermeidung einer diuresebedingten Füllung der Tropfkammer bei Flachlegen des Urindrainage-Systems.

Universalhalterung

mit zusätzlicher Befestigungskordel zur optimalen Fixierung an unterschiedlichsten Bettenholmen. Die Universalhalterung ist problemlos vom Drainage-System zu lösen und mehrfach einsetzbar.



Hydrophobe Beutelentlüftung

sorgt parallel mit der belüfteten Tropfkammer für einen optimalen Druckausgleich im Drainage-System.



Einstecktasche

zur sicheren, einhändigen Fixierung des Ablassshahns.



Universeller Stufenkonnektor

mit integrierter Punktionsstelle zur patientennahen, hygienisch einwandfreien Urinprobennahme, z. B. mit der Urin-Monovette® für die Sedimentuntersuchung, Urin-Monovette® mit Stabilisator für die mikrobiologische Untersuchung



Tropfkammer

mit hydrophober, bakteriendichter Belüftungsfläche für optimalen Druckausgleich und Ablaufverhalten des Urins. Die Tropfkammer ermöglicht besten Schutz vor ascendierender Keimwanderung.



Horizontal angeordnetes Membran-Rückschlagventil

gewährleistet optimales Öffnungsverhalten bei kleinsten sowie größten Urinabflussmengen und verhindert den Urinrückfluss unabhängig von der Lage des Beutels.



Für die hygienische Urin- und Stuhlproben-Analyse:

- Entnahmesysteme
- Sammelbehältnisse
- Einzelbehältnisse

Bestell Nummer	Bezeichnung	VE/Stück
74.5330	Urindrainage-System UD 3 _{plus} mit Universalhalterung, Schlauchlänge 100 cm <i>einzel verpackt, steril</i>	25
74.5330.010	Urindrainage-System UD 3 _{plus} mit Universalhalterung, Schlauchlänge 120 cm <i>einzel verpackt, steril</i>	25
74.5330.510	Urindrainage-System UD 3 _{plus} mit Zentral-Aufhänger , Schlauchlänge 120 cm <i>einzel verpackt, steril</i>	25
74.5335	Urindrainage-System UD 3 _{plus} ohne Universalhalterung, Schlauchlänge 100 cm <i>einzel verpackt, steril</i>	20
74.5335.010	Urindrainage-System UD 3 _{plus} ohne Universalhalterung, Schlauchlänge 120 cm <i>einzel verpackt, steril</i>	20
74.5350	Universalhalterung zur sicheren Fixierung an allen gängigen Patientenbetten	15
74.5350.500	Zentral-Aufhänger zur sicheren Fixierung an Patientenbetten mit überbreiten Bettenholmen	15
74.5771	Laken-Klemme	50
10.252	Urin-Monovette® 10 ml	500
10.253	Urin-Monovette® mit Stabilisator 10 ml	500
57.462	Urinspitzröhre mit Skalierung 110 x Ø 17 PS	1.000
57.464	Urinspitzröhre 105 x Ø 16,8 PS	1.000
77.580	Urinsammelflasche 2,0 l	30
75.563	Urinschraubbecher 100 ml	500
76.564	Deckel für 100 ml Urinschraubbecher	500
75.562.105	Urinschraubbecher 100 ml steril	200
75.1355	Urinbecher 125 ml	1.000
76.1414	Schnappdeckel für 125 ml Becher ohne Ausgießer	1.000
76.1477	Schnappdeckel für 125 ml Becher mit Ausgießer	1.000
75.570	Urinbecher 100 ml Leichtausführung	1.000

SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon (+49) 0 22 93 30 50
Telefax (+49) 0 22 93 305-282
☎ Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 30 50
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com