


Urin-/Sekret-Drainagebeutel

Hochwertige, anwendergerechte Drainagebeutel für eine sichere Patientenversorgung



D-2 Drainagebeutel

Der **D-2 Drainagebeutel** zeichnet sich durch eine extra starke Folie und eine bakteriendichte, hydrophobe Beutelbelüftung aus und sorgt somit für eine optimale Patientenversorgung bei Kurzzeitkatheterisierung.



Urindrainagebeutel 2.000 ml & 1.500 ml



Urindrainagebeutel 2.000 ml



Urindrainagebeutel 2.000 ml



Urindrainagebeutel 2.000 ml & 1.500 ml

Bezeichnung	Volumen	Sterilitätsart	Bestell-Nr.	VE
D-2 Urindrainagebeutel großlumiger Zuleitungsschlauch, Stufenkonnektor mit latexfreier Punktionsstelle, Beutelbelüftung, Schiebe-Ablasshahn	2.000 ml	steril, einzeln verpackt	74.5455.005	50
	2.000 ml	nicht sterilisiert	74.5455.101	100
Urindrainagebeutel großlumiger Zuleitungsschlauch, Stufenkonnektor mit latexfreier Punktionsstelle, Schiebe-Ablasshahn	2.000 ml	steril, einzeln verpackt	74.5220.007	50
Urindrainagebeutel Antirefluxventil, Schiebe-Ablasshahn	2.000 ml	steril, einzeln verpackt	74.5220.008	100
Urindrainagebeutel Antirefluxventil, Push-Pull-Ablasshahn	1.500 ml	steril, einzeln verpackt	74.5210.005	100
Urindrainagebeutel Antirefluxventil, Push-Pull-Ablasshahn	1.500 ml	ETO*-behandelt	74.5210.001	150
Urindrainagebeutel Antirefluxventil, Push-Pull-Ablasshahn	1.500 ml	nicht sterilisiert	74.5210.101	150
Urindrainagebeutel Antirefluxventil, Push-Pull-Ablasshahn	2.000 ml	steril, einzeln verpackt	74.5220.005	100
Urindrainagebeutel Antirefluxventil, Push-Pull-Ablasshahn	2.000 ml	ETO*-behandelt	74.5220.001	150
Urindrainagebeutel Antirefluxventil, Push-Pull-Ablasshahn	2.000 ml	nicht sterilisiert	74.5220.101	150

*Ethylen-Oxid

Urinbeutel ohne Ablasshahn

Urindrainagebeutel 2.000 ml & 1.500 ml


Sarstedt-Urindrainagebeutel werden unter strengen hygienischen Bedingungen aus hochwertiger Folie produziert, die speziell auf die medizinischen Anforderungen abgestimmt ist.

Die Sarstedt-Urindrainagebeutel entsprechen in vollem Umfang der Norm **ISO 8669-2**, die die Anforderungen für Urinbeutel definiert und sind **CE-gekennzeichnete** Medizinprodukte.

Darüber hinaus sind alle Urindrainagebeutel mit einem **Antirefluxventil** ausgestattet, das den Rücklauf von Urin zuverlässig verhindert.



Antirefluxventil



Bei Drainagebeuteln ohne Ablasshahn bietet die **Aufreisslasche** die Möglichkeit der Entleerung.



Die breite Standard-Produktpalette in Kombination mit nach Kundenwünschen gefertigten Sonderlösungen ergibt eine Vielzahl unterschiedlichster Varianten.

Bezeichnung	Volumen	Sterilitätsart	Bestell-Nr.	VE
Urindrainagebeutel Antirefluxventil	1.500 ml	steril, einzeln verpackt	74.5203.005	100
Urindrainagebeutel Antirefluxventil	1.500 ml	ETO*-behandelt	74.5203.001	200
Urindrainagebeutel Antirefluxventil	1.500 ml	nicht sterilisiert	74.5203.101	200
Urindrainagebeutel Antirefluxventil	2.000 ml	steril, einzeln verpackt	74.5204.005	100
Urindrainagebeutel Antirefluxventil	2.000 ml	ETO*-behandelt	74.5204.001	200
Urindrainagebeutel Antirefluxventil	2.000 ml	nicht sterilisiert	74.5204.101	200

*Ethylen-Oxid

Sekretbeutel und Aufhänger


Sekretbeutel 2.000 ml & 1.500 ml



Sekretbeutel 2.000 ml




Sekretbeutel 1.500 ml



Gallensekretbeutel

Aufhänger



Aufhänger mit umklappbaren Doppelhaken, Kunststoff



Aufhänger mit Haken für breite Bettenholme, Kunststoff



Standard Aufhänger, Metall

Bezeichnung	Volumen	Sterilitätsart	Bestell-Nr.	VE
Sekretbeutel	1.500 ml	steril, einzeln verpackt	74.5201.005	100
Sekretbeutel	1.500 ml	ETO*-behandelt	74.5201.001	200
Sekretbeutel	1.500 ml	nicht sterilisiert	74.5201.101	200
Sekretbeutel	2.000 ml	steril, einzeln verpackt	74.5202.005	100
Sekretbeutel	2.000 ml	ETO*-behandelt	74.5202.001	200
Sekretbeutel	2.000 ml	nicht sterilisiert	74.5202.101	200
Gallensekretbeutel mit Push-Pull-Ablasshahn	1.500 ml	steril, einzeln verpackt	74.5207.005	100
Gallensekretbeutel	1.500 ml	steril, einzeln verpackt	74.5206.005	100

Bezeichnung	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Aufhänger mit umklappbaren Doppelhaken	Kunststoff	74.5350	15
Aufhänger mit Haken für breite Bettenholme	Kunststoff	74.5350.500	15
Standard Aufhänger	Metall	74.5760	10

*Ethylen-Oxid

SARSTEDT AG & Co.
 Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
 Telefon (+49) 0 22 93 30 50
 Telefax (+49) 0 22 93 305-282
☎ Service 0800 (Deutschland)
 Telefon (0800) 0 83 30 50
 info@sarstedt.com
 www.sarstedt.com