

# Boîtes de Stockage

pour basses températures jusqu'à -90°C



- Boîtes de stockage haute qualité en polypropylène (PP)
- Repérage alphanumérique sur chaque côté pour une identification aisée des échantillons
- Gamme complète de boîtes pour recevoir des tubes jusqu'à Ø 12 mm
- Autoclavable, 121°C, 20 min.



## Boîtes de Stockage PP

Compatible avec des tubes de dimensions jusqu'à 45 x 12 mm

	Couvercle coiffant	Couvercle à charnières
Forme du couvercle	9 x 9 / 81	10 x 10 / 100
Nombre de compartiments / Capacité	130 x 130 x 45	150 x 140 x 55
Dimensions de la boîte en mm (LxPxH)		
Couleur de la boîte	Référence	
Naturelle	93.876	93.877
Rose	93.876.281	93.877.210
Orange	93.876.381	93.877.310
Jaune	93.876.481	93.877.410
Vert	93.876.581	93.877.510
Bleu	93.876.681	93.877.610
Conditionnement		
	5/sachet - 20/carton	5/sachet - 20/carton

SARSTEDT France  
Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay  
Tél.: 03 84 31 95 95  
Fax: 03 84 31 95 99  
info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**