

TRANSWAAG PRO

Der praxisbewährte Klassiker mit neuester Technologie für die sichere Vollblutspende!

NEU!



Technologie, die überzeugt!

- Geringes Gewicht
- Automatische Schlauch- und Beutelerkennung
- Signalleuchte
- Grafik-Farbdisplay
- Li-Ion Akkutechnologie
- Datentransfer via USB-Stick und Funk

Schlauchklemme

- Fingerschutz durch Kapselung
- Automatische Schlauchererkennung

Wiegeschale

- Aufnahme von konventionellen und inline Beutelsystemen
- Einfache Entnahme und Reinigung

Optionsmenü

- Individuelle Einstellung von Betriebsparametern

LCD Farbdisplay

- Einfache Anwenderführung durch selbsterklärende Textfelder
- Kontinuierliches Spendemonitoring
 - Entnahmezeit
 - Entnahmemenge
 - Sollentnahmemenge
 - Flowanzeige
- Statuszeile
 - Netz- und Akkubetrieb

Gehäuse

- Robustes Aluminiumgehäuse

Signalleuchte

Optische Anzeige von Alarmen und Hinweisen:

- Flow Alarm
- Max. Entnahmedauer erreicht
- Schockgewicht
- Füllmenge erreicht



Netz- bzw. akkubetriebenes Blutmisch- und wiegegerät für den stationären und mobilen Spendeinsatz. In Verbindung mit der kundenspezifischen Software verfügt die TRANSWAAG PRO über alle notwendigen Funktionen, die für eine sichere und effektive Blutspendedokumentation erforderlich sind:

- Schnelles und zuverlässiges Einlesen aller gängigen Barcodetypen über Scanner
- Speicherung der Spendedaten per USB-Stick, RS 232 oder Funk

Transportkoffer TW PRO

- Zum Laden des Akkus ist kein Öffnen des Transportkoffers erforderlich
- Leichter und stabiler Kunststoffkoffer
- Stapelbar
- Zur Aufnahme von TRANSWAAG PRO, TW-Power-Pack Li-Ion, Steckernetzteil, Scanner und USB-Stick



Datenübertragung

- Speicherung von Daten auf mobilem Datenträger
- Übertragung per RS 232 oder Funkmodul



Scanner TW TOUCH 65 PRO

- Einlesen von Registrierungsdaten



Li-Ion Akku

- Netzunabhängiger Dauerbetrieb für 21 Stunden bzw. 90 Spenden
- Tiefentladeschutz
- In Transportkoffer integrierbar
- Kapazitätsanzeige
- Integrierter Laderegler



Bestellinformation

Bestell-Nummer	Bezeichnung
97.8700.105	TRANSWAAG PRO Mit 1x Anschluss für Scanner, 2x USB, 1x RS 232, 1x RJ 45, 1x Akku Netzunabhängiger Betrieb optional mithilfe des TW-Power Pack Li-Ion Akkus möglich
97.8700.233	TW-Power-Pack Li-Ion Li-Ion Akku mit integrierter Ladeelektronik
97.8700.238	16 Port RS 232 Schnittstellenmodul Kommunikation mit bis zu 16 TRANSWAAG PRO
97.8700.239	TW Datenkabel RS 232, 3m Verbindung zwischen TRANSWAAG PRO und Host Rechner
97.8700.243	Scanner TW TOUCH 65 PRO
97.8700.452	TRANSComm II PC Software für den Datenaustausch zwischen TRANSWAAG PRO und PC
97.8700.261	Kundenspezifische Software
97.8700.270	TW PRO Script-Manager PC-Software zur Einstellung der TRANSWAAG PRO und Konfiguration der Scansequenz während der Spende
97.8700.275	TW PRO Funkmodul Zur Datenübertragung per Funk zum Host Rechner
97.8700.276	TW PRO WLAN-Funkmodul Zur Datenübertragung per WLAN zum Host Rechner
97.8700.445	USB-Stick
97.8700.980	Kalibriergewicht 500 g Präzisionsgewicht Kl. M1 zum Kalibrieren von TRANSWAAG PRO
97.8700.985	Transportkoffer TW PRO

Technische Daten

Max. Außenabmessungen (BxHxT): 180x250x376 mm
Eingangsspannung (Steckernetzteil): 100 - 240 V; 47 - 63 Hz
Betriebsspannung: 10 - 24 V DC
Wiegegenauigkeit: max. 1 % bezogen auf ein Gewicht von 500 g
Gewicht: 2,35 kg

Vertrieb durch:

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon: +49 2293 305 0
Telefax: +49 2293 305 3450
Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com