

TRANSWAAG PRO

NEO!

Το καταξιωμένο κλασικό με την τελευταία τεχνολογία για ασφαλή αιμοδοσία!



Αξιόπιστη τεχνολογία!

- Χαμηλό βάρος
- Αυτόματη αναγνώριση σωλήνα και σάκου
- Φωτεινές ενδείξεις
- Έγχρωμη οθόνη γραφικών
- Τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου
- Μεταφορά δεδομένων μέσω στικ USB και ασύρματα

Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα

- Προστασία των δακτύλων μέσω κλειστής κατασκευής σφιγκτήρα
- Αυτόματη αναγνώριση σωλήνα

Δίσκος ζύγισης

- Δέχεται συμβατικά συστήματα και συστήματα σάκου εντός γραμμής
- Εύκολη αφαίρεση και καθαρισμός

Μενού επιλογών

- Εξατομικευμένη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας



Έγχρωμη οθόνη LCD

- Απλή καθοδήγηση του χρήστη μέσω αυτοεπεξηγηματικών πεδίων κειμένου
- Συνεχής παρακολούθηση αιμοδοσίας
 - Χρόνος συλλογής
 - Ποσότητα συλλογής
 - Στοχευόμενη ποσότητα συλλογής
 - Ένδειξη ροής
- Γραμμή κατάστασης
 - Λειτουργία με τάση δικτύου και μπαταρία

Φωτεινές ενδείξεις

Οπτική ένδειξη συναγερμών και ειδοποιήσεων:

- Συναγερμός ροής
- Λήξη μέγ. διάρκειας δειγματοληψίας
- Αιφνίδια αύξησης βάρους
- Επίτευξη ποσότητας πλήρωσης

Περιβλήμα

- Στιβαρό περιβλήμα αλουμινίου

Συσκευή ανάμειξης και ζύγισης αίματος τροφοδοτούμενη με τάση δικτύου και μπαταρία, για σταθερή και κινητή δωρεά αίματος. Σε συνδυασμό με εξατομικευμένο λογισμικό για τον πελάτη, το TRANSWAAG PRO διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική τεκμηρίωση της δωρεάς αίματος:

- Γρήγορη και αξιόπιστη ανάγνωση όλων των συνηθών γραμμωτών κωδίκων μέσω σαρωτή
- Αποθήκευση των δεδομένων αιμοδοσίας μέσω στικ USB, RS 232 ή ασύρματα

Βαλίτσα μεταφοράς TW PRO

- Δεν απαιτείται άνοιγμα της βαλίτσας μεταφοράς για τη φόρτιση της μπαταρίας
- Ελαφριά και σταθερή πλαστική βαλίτσα
- Με δυνατότητα στοιβαξης
- Για τη μεταφορά του TRANSWAAG PRO, του πακέτου μπαταρίας TW-Power-Pack Li-Ion, του συνδεδεμένου τροφοδοτικού, του σαρωτή και του στικ USB



Μεταφορά δεδομένων

- Αποθήκευση δεδομένων μέσω μονάδας στικ μνήμης
- Μεταφορά δεδομένων μέσω RS 232 ή ασύρματα



Σαρωτής TW TOUCH 65 PRO

- Διαβάζει τα δεδομένα γραμμωτού κώδικα



Μπαταρία ιόντων λιθίου

- Επιτρέπει αυτόνομη λειτουργία εκτός ηλεκτρικού δικτύου για τουλάχιστον 21 ώρες ή 90 δωρεές
- Προστασία από βαθιά αποφόρτιση
- Μπορεί να ενσωματωθεί στη βαλίτσα μεταφοράς
- Ένδειξη χωρητικότητας
- Ενσωματωμένος ρυθμιστής φορτίου



Πληροφορίες παραγγελιών

Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή
97.8700.105	TRANSWAAG PRO Με 1x διασύνδεση για σαρωτή, 2x USB, 1x RS 232, 1x RJ 45, 1x μπαταρία Προαιρετικά επιτρέπει αυτόνομη λειτουργία εκτός ηλεκτρικού δικτύου μέσω τεχνολογίας πακέτου μπαταρίας TW-Power Pack Li-Ion
97.8700.233	TW-Power-Pack Li-Ion Μπαταρία ιόντων λιθίου με ενσωματωμένη μονάδα φόρτισης
97.8700.238	Μονάδα διασύνδεσης 16 θυρών RS 232 Επικοινωνία με έως και 16 TRANSWAAG PRO
97.8700.239	Καλώδιο δεδομένων TW RS 232, 3 m Σύνδεση μεταξύ TRANSWAAG PRO και κεντρικού υπολογιστή
97.8700.243	Σαρωτής TW TOUCH 65 PRO
97.8700.452	TRANSComm II Λογισμικό υπολογιστή που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ TRANSWAAG PRO και υπολογιστή
97.8700.261	Προσαρμοσμένο λογισμικό στις ανάγκες του πελάτη
97.8700.270	TW PRO Script-Manager Λογισμικό υπολογιστή για την άνετη ρύθμιση του TRANSWAAG PRO καθώς και τη διαμόρφωση της αλληλουχίας σάρωσης κατά τη διάρκεια της δωρεάς
97.8700.275	Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας TW PRO Για τη μετάδοση δεδομένων μέσω ασύρματης επικοινωνίας στον κεντρικό υπολογιστή
97.8700.276	Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας TW PRO WLAN Για τη μετάδοση δεδομένων μέσω WLAN στον κεντρικό υπολογιστή
97.8700.445	Στικ USB
97.8700.980	Βάρος βαθμονόμησης 500 g Κατηγορία βάρους ακριβείας M1 για τη βαθμονόμηση του TRANSWAAG PRO
97.8700.985	Βαλίτσα μεταφοράς TW PRO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγ. εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Β):	180x250x376 mm
Τάση εισόδου (συνδεδεμένο τροφοδοτικό):	100 - 240 V, 47 - 63 Hz
Τάση λειτουργίας:	10 - 24 V DC
Ακρίβεια ζύγισης:	μέγ. 1 % με βάση βάρος 500 g
Βάρος:	2,35 kg

Διάθεση από:

SARSTEDT M.E.Π.Ε.
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
190 04 Σπάτα Αττικής
Τηλ. +30 210 6038274
Fax +30 210 6038276
info.gr@sarstedt.com
www.sarstedt.com