

Manchettes à pression

Plus de « confort » à chaque utilisation !



Manchette à pression « *Comfort* »

Plus de « confort » à chaque utilisation

- Pour mesurer la tension artérielle invasive, ainsi que la perfusion/transfusion sous pression
- Exempte de latex et convient aux examens par IRM
- Gaine lavable
- Diamètre de tuyau élargi et sortie de valve de large diamètre pour le pompage facile et rapide, mais aussi pour la purge rapide
- Conception de l'unité valve-manomètre permettant de manipuler aisément la poire et la valve d'une seule main
- Ajustement optimisé pour vidanger les poches à perfusion allongées
- Structure modulaire permettant le remplacement de pièces



Exempte de latex
et convient aux
examens par IRM



Poche intégrée – pour noter le nom du patient, le service, les médicaments, etc.

- Aucune intervention
- Évite de devoir écrire sur les gaines



Manchette à pression « *Classic* »

Une qualité qui fait la différence

- Pour mesurer la tension artérielle invasive, ainsi que la perfusion/transfusion sous pression
- Structure modulaire permettant le remplacement de pièces
- Également disponible sans latex
- Gaine lavable



Manchette à pression à usage unique Pressure Infusion Cuff 500

- Pour mesurer la tension artérielle invasive, ainsi que la perfusion/transfusion sous pression
- Pour poche de transfusion/perfusion jusqu'à 500 ml
- Avec manomètre
- Économique et hygiénique
- Utilisation unique possible par patient



Manchettes à pression

Série Comfort – sans latex

Réf.	Désignation	Conditionnement
97.8100.600	Manchette à pression « S-Comfort » - Jusqu'à 500 ml maximum - Avec insertion fixe	1 unité
97.8100.610	Manchette à pression « K-Comfort » - Jusqu'à 1 000 ml maximum - Ajustement flexible grâce aux bandes auto-agrippantes	1 unité
97.8100.620	Manchette à pression « FR-Comfort » - Jusqu'à 1 000 ml maximum - Partie arrière rigide et bandes de fixation réglables - Avec poche intégrée supplémentaire pour noter le nom du patient, les médicaments, le service, etc.	1 unité

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	Conditionnement
97.8100.630	Poire en caoutchouc, exempte de latex • Diamètre intérieur de la tubulure : 8 mm	5 unités
97.8100.631	Unité valve-manomètre • - Unité valve-manomètre pour diamètre intérieur de la tubulure de 8 mm	1 unité
97.8100.632	Poire pour unité VM • Poire à raccorder à l'unité valve-manomètre, rouge, exempte de latex	1 unité
97.8100.633	Gaine extérieure pour manchette à pression « S-Comfort »	1 unité
97.8100.634	Gaine extérieure pour manchette à pression « K-Comfort »	1 unité
97.8100.635	Gaine extérieure pour manchette à pression « FR-Comfort »	1 unité

Gamme Classic

Réf.	Désignation	Conditionnement
97.8100.000	Manchette de perfusion sous pression K - Jusqu'à 1 000 ml maximum - Ajustement flexible grâce aux bandes auto-agrippantes	1 unité
97.8100.011	Manchette de perfusion sous pression K, sans latex - Jusqu'à 1 000 ml maximum - Ajustement flexible grâce aux bandes auto-agrippantes	1 unité
97.8100.100	Manchette de perfusion sous pression standard - Jusqu'à 500 ml maximum - Avec insertion fixe	1 unité
97.8100.111	Manchette de perfusion sous pression standard, sans latex - Jusqu'à 500 ml maximum - Avec insertion fixe	1 unité
97.8100.200	Manchette de perfusion sous pression FR - Jusqu'à 1 000 ml maximum Paroi arrière fixe et ajustement par des bandes auto-agrippantes	1 unité
97.8100.211	Manchette de perfusion sous pression FR, sans latex - Jusqu'à 1 000 ml maximum Paroi arrière fixe et ajustement par des bandes auto-agrippantes	1 unité

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	Conditionnement
97.8100.010	Poire en caoutchouc, exempte de latex	5 unités
97.8100.001	Poire en caoutchouc avec latex	5 unités
97.8100.210	Gaine extérieure pour manchette à pression FR	1 unité
97.8100.002	Gaine extérieure pour manchette à pression K	1 unité
97.8100.102	Gaine extérieure pour manchette à pression Standard	1 unité
97.8100.003	Manomètre	5 unités
97.8100.004	Poire en caoutchouc avec valve, exempte de latex	5 unités

Manchette à pression à usage unique

Réf.	Désignation	Conditionnement
97.8100.410	Pressure Infusion Cuff 500 - Jusqu'à 500 ml maximum - Avec insertion fixe	2 unités

Distribution par :

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantés
70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com