

# Katheterköcher mit Abdeckhaube



## Aufgeräumt und griffbereit!

- Entspricht den Anforderungen zur Lagerung von Sterilgut gemäß DIN 58953-8
- Flexibel einsetzbares Erweiterungsmodul ermöglicht auch die angenehme Aufbewahrung von längeren Kathetern
- Aus leichtem und umweltfreundlichem Kunststoff hergestellt

# Katheterköcher mit Abdeckhaube

Anwenderfreundlich und individuell anpassbar!



- Zur Aufbewahrung von verschiedenen Katheterarten (z.B. Absaugkatheter, Bronchialkatheter)
- Erfüllt die Anforderungen zur Lagerung von Sterilgut gemäß DIN 58953-8
- Aus schlagfestem und umweltfreundlichem Kunststoff hergestellt
- Leichte Reinigung durch abnehmbaren Boden am Köcher
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch festen Haken (Wandschiene oder Narkosewagen) und die Befestigungsklemme
- Optionales Erweiterungsmodul schafft eine zusätzliche Höhe von 11 cm

## Schlauchhalter mit Klettverschluss

Mit 2 Clips, ca. 33 cm



Mit Haken, ca. 16 cm



Mit Clip, ca. 12 cm



## Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE
97.8300.450	TRANSKAT-Katheterköcher Zur praktischen Aufbewahrung von verschiedenen Katheterarten, Höhe: 45 cm, Durchmesser: 10 cm	1
97.8300.460	TRANSKAT-Abdeckhaube Zum Verschließen des Katheterköchers, Höhe: 25 cm, Durchmesser: 10 cm	1
97.8300.470	TRANSKAT-Erweiterungsmodul Zur Verlängerung des Katheterköchers um 11 cm, Höhe: 14 cm, Durchmesser: 10 cm	1
97.8300.400	Befestigungsklemme-R Geeignet für Schienensysteme, Tischplatten, Fensterbänke etc.	1
97.8300.600	Schlauchhalter mit Clip	1
97.8300.601	Schlauchhalter mit Haken	1
97.8300.610	Schlauchhalter mit 2 Clips	1

Vertrieb durch:

TRANSMED  
Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Zinsdorfer Weg 16  
33181 Bad Wünnenberg  
Telefon (+49) 0 29 53 98 49-0  
Telefax (+49) 0 29 53 72 41  
info@transmed-medizintechnik.de  
www.sarstedt.com