

Boîte à cathéter avec couvercle



Utilisation à portée de main !

- Satisfait les exigences de la norme DIN 58953-8, relative au stockage des Dispositifs Médicaux
- Module complémentaire permettant le stockage de cathéters plus longs
- Fabriqué en matière plastique légère et respectueuse de l'environnement

Boîte à cathéter avec couvercle

Ergonomique et modulable !



- Pour le stockage de divers types de cathéters (par ex. cathéter d'aspiration, cathéter bronchique)
- Satisfait les exigences de la norme DIN 58953-8, relative au stockage des Dispositifs Médicaux
- Fabriqué en matière plastique résistante aux chocs et respectueuse de l'environnement
- Nettoyage facile grâce au fond amovible du porte-cathéter
- Nombreuses possibilités de fixation grâce aux crochets fixes (rails muraux ou chariot d'anesthésie) et aux étriers de fixation
- Module complémentaire en option augmentant la hauteur de 11 cm

Porte-tube avec bandes de fixation

Avec 2 clips, env. 33 cm



Avec un crochet, env. 16 cm



Avec un clip, env. 12 cm



Références pour commande

Réf.	Désignation	Cdt
97.8300.450	Boîte à cathéter TRANSKAT Pour le stockage pratique de divers types de cathéters, hauteur : 45 cm, diamètre : 10 cm	1
97.8300.460	Couvercle de protection TRANSKAT Pour fermer la boîte à cathéter, hauteur : 25 cm, diamètre : 10 cm	1
97.8300.470	Module complémentaire TRANSKAT Pour allonger la boîte à cathéter de 11 cm, hauteur : 14 cm, diamètre : 10 cm	1
97.8300.400	Etrier de fixation Conçu pour les rails, plateaux de table, bords de fenêtre, etc.	1
97.8300.600	Porte-tube avec un clip	1
97.8300.601	Porte-tube avec crochet	1
97.8300.610	Porte-tube avec 2 clips	1

Distribution par :

SARSTEDT AG & Co. KG
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone +49 2293 305-0
Fax +49 2293 305-3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com