


Transfusionsgeräte



- Zur Transfusion von Blutprodukten
- Einsatz von feinporigen Siebfiltern zur effektiven Eliminierung von Mikroaggregaten
- Hohe Filterkapazität und Durchflussrate durch große Filterfläche



1 TRANSMED 10 – Integrierter Kaskadenfilter 175 µm, 40 µm und 10 µm

2 TRANSMED 40 – Integrierter Kaskadenfilter 175 µm und 40 µm

3 TRANSFLOW – Integrierter Feinfilter mit einer Porengröße von 40 µm

4 TRANSFLOW-N – Integrierter Feinfilter mit einer Porengröße von 40 µm

5 Transfusionsgerät 200 µm – Integrierter Feinfilter mit einer Porengröße von 200 µm

Bestellinformation

Bestell-Nummer	Bezeichnung	VE
79.8200.000	1 TRANSMED 10	100
79.8200.100	2 TRANSMED 40	100
79.8200.440	3 TRANSFLOW	100
79.8200.490	4 TRANSFLOW-N	100
79.8200.500	5 Transfusionsgerät 200 µm	300

Vertrieb durch:

TRANSMED
Medizintechnik GmbH & Co. KG
Zinsdorfer Weg 16
33181 Bad Wünnenberg
Telefon: +49 2953 98 49 0
Telefax: +49 2953 72 41
info@transmed-medizintechnik.de
www.sarstedt.com