

# REGANESTH® Spinalnadeln Pencil-Point



Hohe Fertigungsqualität – Durchdachte Eigenschaften

- Anatomisch geformtes Griffstück
- Liquorsichtkammer mit Lupeneffekt
- Atraumatische Pencil-Point Spitze

## Das Griffstück

- Anatomische Ausformung für eine sichere und komfortable Handhabung
- Lupeneffekt ermöglicht eine Identifikation selbst kleinster Liquormengen



## Die Pencil-Point Spitze

- Atraumatische Spitze für minimale Duraperforation
- Reduktion des postpunktionellen Kopfschmerzes
- Spitzennahe, seitliche, abgerundete Öffnung zur Vorbeugung von intraarachnoidalen Fehllagen



## Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE/ St.
79.8081.520	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27 G x 38 mm	●	20
79.8081.500	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27 G x 90 mm	●	20
79.8081.515	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27 G x 90 mm mit Introducer 22 G x 32 mm	●	20
79.8081.503	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27 G x 103 mm mit Introducer 22 G x 32 mm	●	20
79.8081.510	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27 G x 110 mm	●	20
79.8081.530	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27 G x 120 mm	●	20
79.8081.540	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27 G x 120 mm mit Introducer 20 G x 40 mm	●	20
79.8081.800	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 25 G x 90 mm	●	20
79.8081.805	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 25 G x 90 mm mit Introducer 20 G x 30 mm	●	20
79.8081.803	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 25 G x 103 mm mit Introducer 20 G x 30 mm	●	20
79.8081.840	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 25 G x 120 mm mit Introducer 20 G x 40 mm	●	20
79.8081.811	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 24 G x 90 mm mit Introducer 20 G x 30 mm	●	20
79.8081.812	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 24 G x 120 mm mit Introducer 20 G x 40 mm	●	20
79.8081.210	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 22 G x 90 mm	●	20
79.8081.900	Introducer 20 G x 30 mm		20
79.8081.940	Introducer 20 G x 40 mm		20

Jetzt auch mit ISO 80369-6 NRFit™ Non-Luer Konnektor erhältlich.



**NRFit™**  
Non-Luer Konnektor gemäß ISO 80369-6

Vertrieb durch:

SARSTEDT AG & Co. KG  
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht  
Telefon: +49 2293 305 0  
Telefax: +49 2293 305 3450  
Kundenservice Deutschland  
Telefon 0800 0 83 305 0  
info@sarstedt.com  
www.sarstedt.com