

REGANESTH®

Spinalnadeln Pencil-Point



Hohe Fertigungsqualität - Durchdachte Eigenschaften

- Anatomisch geformtes Griffstück
- Liquorsichtkammer mit Lupeneffekt
- Atraumatische Pencil-Point Spitze

Das Griffstück

- Anatomische Ausformung für eine sichere und komfortable Handhabung
- Lupeneffekt ermöglicht eine Identifikation selbst kleinster Liquormengen



Die Pencil-Point Spitze

- Atraumatische Spitze für minimale Duraperforation
- Reduktion des postpunktionellen Kopfschmerzes
- Spitzennahe, seitliche, abgerundete Öffnung zur Vorbeugung von intrarachnoidalen Fehllagen



Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE / St.
79.8081.520	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27G x 38 mm	●	20
79.8081.500	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27G x 90 mm	●	20
79.8081.515	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27G x 90 mm mit Introducer 22G x 32 mm	●	20
79.8081.503	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27G x 103 mm mit Introducer 22G x 32 mm	●	20
79.8081.510	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27G x 110 mm	●	20
79.8081.530	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27G x 120 mm	●	20
79.8081.540	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27G x 120 mm mit Introducer 20G x 40 mm	●	20
79.8081.800	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 25G x 90 mm	●	20
79.8081.805	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 25G x 90 mm mit Introducer 20G x 30 mm	●	20
79.8081.803	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 25G x 103 mm mit Introducer 20G x 30 mm	●	20
79.8081.840	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 25G x 120 mm mit Introducer 20G x 40 mm	●	20
79.8081.811	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 24G x 90 mm mit Introducer 20G x 30 mm	●	20
79.8081.812	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 24G x 120 mm mit Introducer 20G x 40 mm	●	20
79.8081.210	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 22G x 90 mm	●	20
79.8081.900	Introducer 20G x 30 mm		20
79.8081.940	Introducer 20G x 40 mm		20

Bald auch mit ISO 80369-6 NRFit™ Non-Luer Konnektor erhältlich.



NRFit™
Non-Luer Konnektor gemäß ISO 80369-6

Vertrieb durch:

TRANSMED
Medizintechnik GmbH & Co. KG
Zinsdorfer Weg 16
33181 Bad Wünnenberg
Telefon (+49) 0 29 53 98 49-0
Telefax (+49) 0 29 53 72 41
info@transmed-medizintechnik.de
www.sarstedt.com