

# REGANESTH®

Aiguilles spinales pointe crayon



Haute Qualité de fabrication – Caractéristiques perfectionnées

- Embase ergonomique
- Chambre d'observation du liquide céphalo-rachidien avec effet loupe
- Pointe crayon atraumatique

## L'embase

- Forme ergonomique pour une manipulation sûre et confortable
- Effet loupe permettant de visualiser le volume de liquide céphalo-rachidien, même si celui-ci est très faible



## La pointe crayon

- Pointe atraumatique pour une perforation minimale de la dure-mère
- Réduction des maux de tête post-ponction
- Ouverture latérale arrondie près de la pointe pour prévenir les erreurs de positionnement intra-arachnoïdiennes



## Références pour commande

Réf.	Désignation	Couleur	Cdt
79.8081.520	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 27G x 38 mm	●	20
79.8081.500	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 27G x 90 mm	●	20
79.8081.515	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 27G x 90 mm avec aiguille introductrice 22G x 32 mm	●	20
79.8081.503	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 27G x 103 mm avec aiguille introductrice 22G x 32 mm	●	20
79.8081.510	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 27G x 110 mm	●	20
79.8081.530	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 27G x 120 mm	●	20
79.8081.540	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 27G x 120 mm avec aiguille introductrice 20G x 40 mm	●	20
79.8081.800	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 25G x 90 mm	●	20
79.8081.805	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 25G x 90 mm avec aiguille introductrice 20G x 30 mm	●	20
79.8081.803	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 25G x 103 mm avec aiguille introductrice 20G x 30 mm	●	20
79.8081.840	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 25G x 120 mm avec aiguille introductrice 20G x 40 mm	●	20
79.8081.811	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 24G x 90 mm avec aiguille introductrice 20G x 30 mm	●	20
79.8081.812	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 24G x 120 mm avec aiguille introductrice 20G x 40 mm	●	20
79.8081.210	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 22G x 90 mm	●	20
79.8081.900	Aiguille introductrice 20G x 30 mm		20
79.8081.940	Aiguille introductrice 20G x 40 mm		20

Prochainement disponible avec un connecteur non Luer NRFit™ conforme à la norme ISO 80369-6.



**NRFit™**  
Connecteur non Luer conforme à la norme  
ISO 80369-6

Distribution par :

SARSTEDT AG & Co. KG  
P.O. Box 12 20  
D-51582 Nümbrecht  
Phone +49 2293 305 - 0  
Fax +49 2293 305 - 3992  
export@sarstedt.com  
www.sarstedt.com