

L'aiguille Tuohy

- Poignée large, ergonomique et amovible
- Bon comportement de ponction grâce au biseau Tuohy
- Graduations en centimètres pour contrôler la profondeur de piqûre

L'aiguille spinale REGANESTH®

- Perforation minimale de la dure-mère grâce au biseau atraumatique de la pointe crayon
- Manipulation sûre grâce à l'embase ergonomique
- Chambre d'observation du liquide céphalo-rachidien avec effet loupe permettant de visualiser le volume de liquide céphalo-rachidien, même si celui-ci est très faible

Les accessoires

- Cathéter péridural avec pointe arrondie et trois ouvertures terminales
- Seringue L.O.R. « faible résistance » particulièrement facile d'utilisation
- Adaptateur de Tuohy Borst
- Filtre plat 0,2 µm



Références pour commande

Réf.	Désignation	Cdt
79.8089.159	Set pour anesthésie péridurale 18G/21G x 900 mm Aiguille Tuohy 18G x 90 mm, cathéter pour anesthésie péridurale 21G x 900 mm, Adaptateur Tuohy-Borst, introducteur, filtre plat 0,2 µm, seringue L.O.R. Seringue LL	5
79.8089.219	Set CSE II 18G/27G 900 Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon 27G x 125 mm Aiguille Tuohy 18G x 90 mm, cathéter pour anesthésie péridurale 21G x 900 mm, Adaptateur Tuohy-Borst, introducteur, filtre plat 0,2 µm, seringue L.O.R. Seringue LL	5
79.8086.000	Filtre plat 0,2 µm	20

Distribution par :

SARSTEDT AG & Co. KG
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone +49 2293 305 -0
Fax +49 2293 305 -3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com