

Lagerboxen

Komfortable Probenlagerung bei bis zu -90°C



Für die praktische Lagerung von Reagiergefäßen und Mikro-Schraubröhrchen bietet Sarstedt hochwertige Lagerboxen aus Polypropylen an. Die robusten Boxen sind in sechs Farben erhältlich und ideal geeignet für alle 1,5 und 2,0 ml Gefäße mit einem Maß von bis zu 45 x 12 mm.

Produktvorteile der Kunststoff-Lagerboxen im Überblick

- Scharnier- oder Stülpdeckel – passende Handhabung bei jeder Lagerungsart
- Alphanumerische Markierung in der Box – erleichterte Probenidentifizierung
- Autoklavierbar – einfache hygienische Reinigung (121° C, 20 min.)
- Kältebeständig – zuverlässige Lagerung bei bis zu -90° C
- Sechs Farben – schnelle Identifizierung der gesuchten Lagerbox







Stülpdeckel-Boxen

- Maße: 130 mm x 130 mm x 45 mm (L x B x H)
- 81 Lagerplätze
- Rastermaß 9 x 9

Scharnierdeckel-Boxen

- Maße: 150 mm x 140 mm x 55 mm (L x B x H)
- 100 Lagerplätze
- Rastermaß 10 x 10

Bestellinformation

Boxenfarbe	Stülpdeckel	Scharnierdeckel	Verpackung Beutel / Karton
Natur 	93.876	93.877	5 / 20
Pink 	93.876.281	93.877.210	
Orange 	93.876.381	93.877.310	
Gelb 	93.876.481	93.877.410	
Grün 	93.876.581	93.877.510	
Blau 	93.876.681	93.877.610	

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon +49 22 93 305 - 0
Telefax +49 22 93 305 - 3450
Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 305 - 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com