

# Tip StackPack Nachfüllsystem

Komfortabel, durchdacht, ökonomisch und umweltfreundlich



## Komfortable Handhabung

Das Tip StackPack vereinfacht und beschleunigt Arbeitsabläufe.

- Nie wieder selbst stecken – einzelne Trays können kontaminationsfrei in die Tip SystemBox umgesetzt werden
- Stabiles Bodenteil – Schnelles Abarbeiten direkt aus dem Stapel bei hohem Spitzendurchsatz
- „PCR Performance Tested“ zertifiziert – DNA-, DNase-/RNase-, PCR Inhibitor-frei für den direkten Einsatz in der PCR und Molekularbiologie



## Durchdachtes Stapelsystem

Das ausgereifte Design des Tip StackPacks schützt den Spitzenvorrat.

- Garantierte Reinheit – die ineinander gestapelten 96er Trays sind so konzipiert, dass jede Lage Spitzen sicher abgedeckt wird
- Stabilisierende Sicherheitsetiketten an zwei Seiten – einfache Trennung durch passgenaue Perforation
- Robuste Materialien – sowohl das Tip StackPack als auch die Tip SystemBox lassen sich bei 121° C autoklavieren



## Ökonomisch und umweltfreundlich

Die effiziente Gestaltung des Tip StackPacks schafft Platz und reduziert Abfall.

- 5 bis 6 Trays auf der Stellfläche einer Spitzenbox – geringer Stell- und Lagerplatz
- Kompaktes Packmaß – weniger Verpackungsmaterial
- Mehrfach genutzter Boden und Deckel – um mehr als 50 % reduzierte Abfallmenge

## Bestellinformation – Tip StackPack

Best.-Nr.	Volumen	Farbcode des Trays	Ausführung	Verpackung
70.1130.600	10 µl			576 Stk. / StackPack 2.304 Stk. / Karton
70.1130.460	10 µl			
70.760.502	200 µl			480 Stk. / StackPack 1.920 Stk. / Karton
70.760.452	200 µl			
70.760.501	250 µl			
70.760.451	250 µl			

## Bestellinformation – Tip SystemBox

Best.-Nr.	Beschreibung	Verpackung
95.1298.001	Klappdeckel-Box ohne Pipettenspitzen	6 Stk. / Karton