

Selbstklebeetiketten

Spritzenkennzeichnung nach ISO 26825 und DGA/DIVI-Empfehlungen



Selbstklebeetiketten und Etikettenspender

- Vermeidung von Fehlmedikationen durch standardisierte farbliche Kennzeichnung von Wirkstoffgruppen
- Passender Etikettenspender aus Metall in zwei Größen verfügbar
- Spritzen- und Perfusoretiketten

Etiketten-Datenbank

Eine aktuelle Übersicht vorhandener Etikettenausführungen kann unter folgendem Link aufgerufen werden:

<https://www.sarstedt.com/produkte/klinik/spritzenkennzeichnung/etiketten/>

Etikettenspender



- Übersichtliche Aufbewahrung
- Schneller Zugriff
- Einfache Reinigung
- Geeignet als Tischmodell oder zur Wandmontage

Etiketten nach ISO 26825 und DGAI/DIVI-Empfehlungen

Farbcodes der Wirkstoffgruppen

Hypnotika	Muskelrelaxantien	Muskelrelaxans-Antagonisten
Opiate	Opioid-Antagonisten	Lokalanästhetika
Vasopressoren	Antihypertonika/ Vasodilantien	Benzodiazepine
Benzodiazepin-Antagonisten	Anticholinergika	Cholinergika
Antiemetika	Verschiedene Wirkstoffe	Antikoagulantien
Koagulantien	Antiarrhythmika	Antikonvulsiva
Bronchodilatoren	Inodilatoren	Hormone
Insulin Hormone	Elektrolyte	Elektrolyte Kalium
Elektrolyte NaCl		

Bei der Herstellung unserer Spritzenetiketten folgen wir den Vorgaben der ISO 26825 und den Empfehlungen von DIVI und DGAI. So können wir dazu beitragen Wirkstoffverwechslungen zu reduzieren und die Patientensicherheit zu steigern.

Folgende Etikettenvarianten sind verfügbar:

Etikettenvarianten		
ISO-Spritzen-Etikett Größe: 35x13 mm, Rolle à 1.000 Stück	DIVI-Perfusor-Etikett Größe: 80x40 mm, Rolle à 500 Stück	Etiketten-Sonderanfertigung Beide Größen verfügbar, Mindestabnahmemenge: 6 Rollen

Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Bezeichnung
97.8300.500	Etikettenspender mit Abdeckhaube Für 7 Rollen ISO-Spritzen-Etiketten oder 3 Rollen DIVI-Perfusor-Etiketten
97.8300.501	Etikettenspender Maxi mit Abdeckhaube Für 10 Rollen ISO-Spritzen-Etiketten oder 4 Rollen DIVI-Perfusor-Etiketten
79.8360.003	DIVI-Hintergrundetikett B Zur Angabe von Handzeichen, Uhrzeit und Datum, sowie Wirkstoffmenge, Lösung und Gesamtmenge, Größe: 80x40 mm, 100 Bögen à 12 Stück
79.8360.004	DIVI-Hintergrundetikett R Siehe oben, aber Rolle à 500 Stück

Vertrieb durch:

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon: +49 2293 305 0
Telefax: +49 2293 305 3450
Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com