

SMO

S-Monovette® Organiser

NOUVEAU !



Système automatisé de préparation rationnelle
du prélèvement sanguin, spécifique à
chaque patient

- Sélectionne les tubes de prélèvement sanguin en fonction des besoins d'analyses
- Imprime des étiquettes à codes-barres
- Étiquette les S-Monovette
- Génère des étiquettes supplémentaires pour d'autres analyses
- Fournit des sets pour patient dans un sachet PE fermé

Description de fonctionnement

- Système autonome de mise à disposition de tubes de prélèvement sanguin Sarstedt pré-étiquetés et spécifiques à chaque patient (S-Monovette)
- Génération d'étiquettes avec code-barres et texte
- Étiquetage de tubes
- Mise à disposition d'étiquettes individuelles pour d'autres besoins d'analyse
- Format d'étiquette : 40 x 26 mm
- Système de mise en sachet intégré
- Fonctionnement hors connexion avec commande de tubes par l'intermédiaire de l'écran tactile
- Fonctionnement en communication directe avec le SIL ou le SIH

Alimentation :

- Mise à disposition des tubes dans un rack S-Monovette®
- 50 tubes/rack
- 12 racks max.

Sortie :

- Sachets transparents en PE avec 10 tubes étiquetés max. et étiquettes individuelles
- Plusieurs sachets par commande sur demande
- Sachet avec fermeture originale
- Retrait de sachets à une hauteur de travail aisée
- Mise à disposition alternative de sachets sur une bande de transport ou une plate-forme de travail

Types de tube

- Diamètre extérieur : 11 à 16 mm, longueur : 65 à 100 mm (sans cape)
- S-Monovette

Dimensions

- 850x1424x1561 mm (l x p x h)
- Poids : env. 350 kg

Caractéristiques générales

- Niveau sonore : <70 dB(A)
- Température ambiante autorisée : + 15 °C à + 40 °C
- Taux d'humidité relative maximal : 80 %, sans condensation

Raccordement électrique

- 115-230 V ca ±10 %, 50/60 Hz, 16 A

Accessoires facultatifs

- Piste de transport
- Scanner d'identification du patient
- Imprimante d'étiquettes Zebra

Débit

- Jusqu'à 750 tubes/h

Sarstedt S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 MARNAY
Tel: +33 3 84 31 95 95
Fax: +33 3 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com