

SMO

S-Monovette® Organiser

¡NUEVO!



Sistema automático para la preparación eficiente de muestras de extracción de sangre - Específico para cada paciente

- Selecciona los tubos de extracción de sangre según los requisitos del análisis.
- Imprime etiquetas con código de barras.
- Etiqueta las S-Monovette®
- Genera etiquetas adicionales para otros análisis
- Prepara un "kit personalizado" en una bolsa sellada de PE.

Descripción y funcionamiento

- Sistema autónomo para el suministro de tubos de extracción de sangre Sarstedt preetiquetados específicamente para cada paciente (S-Monovette®)
- Impresión de etiquetas con código de barras y texto
- Etiquetado de los tubos
- Suministro de etiquetas individuales para otros requisitos de análisis
- Tamaño de las etiquetas: 40x 26 mm
- Sistema integrado de envasado en bolsas
- Funcionamiento offline con solicitud de tubos por medio de pantalla táctil
- Funcionamiento online en comunicación directa con el LIS o el HIS

Alimentación:

- Suministro de tubos en rack S-Monovette®
- 50 tubos/rack
- máx. 12 racks

Dispensación:

- Bolsas transparentes de PE con un máx. de 10 tubos etiquetados y etiquetas individuales
- Posibilidad de obtener varias bolsas por pedido
- Cierre sellado para mayor seguridad
- Extracción de las bolsas a una altura de trabajo cómoda
- Posibilidad de dispensación de las bolsas en cinta transportadora o plataforma

Tipos de recipientes

- Diámetro exterior de 11 hasta 16 mm, longitud 65-100 mm (sin tapón)
- S-Monovette®

Dimensiones

- 850x1424x1561 mm (L x A x H)
- Peso: 350 kg aprox.

Conexión eléctrica

- 115-230 V CA ± 10 %, 50/60 Hz, 16 A

Datos generales

- Nivel de ruido: <70 dB(A)
- Temperatura ambiente permitida: + 15 °C hasta + 40 °C
- Humedad relativa máx.: 80 %, sin condensación

Rendimiento

- Hasta 750 tubos/hora

Accesorios opcionales

- Cinta transportadora
- Escáner para la identificación del paciente
- Impresora de etiquetas tipo Zebra

Sarstedt S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 LA ROCA DEL VALLÈS
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com