

SMO

S-Monovette® Organiser

NOVO!



Sistema rotulador automático para
preparação eficiente e específica de tubos
de coleta de sangue de cada paciente

- Seleciona e rotula tubos de coleta de acordo com o pedido de cada paciente
- Imprime etiquetas de código de barras
- Rotulador de tubos de coleta S-Monovette®
- Podem ser impressas etiquetas adicionais para outros tipos de tubos, frascos ou prontuário (opcional)
- Sistema integrado para embalar tubos de coleta garantindo segurança no transporte do material até o paciente

Descrição e funcionalidade

- Dispositivo para rotulagem e fornecimento de tubos de coleta de sangue (S-Monovette®) específicos por paciente
- Etiquetas impressas com código de barras (1D / 2D) e texto
- Etiquetas fixadas automaticamente nos tubos de coleta
- Impressão individual de etiquetas para cada solicitação de tubos
- Dimensões da etiqueta 40 x 26 mm
- Sistema integrado para embalar tubos de coleta
- Operação offline com pedidos de tubos feitos através da tela touch screen
- Operação online com comunicação via interfaceamento (LIS)

Abastecimento:

- Alimentação de tubos por racks (S-Monovette® Rack D17)
- 50 tubos/rack
- Máximo 12 racks

Saída:

- Embalagem transparente de poliestireno (PE) com no máximo 5 tubos rotulados e etiquetas extras
- Caso necessário, embalagens adicionais disponíveis para o pedido
- Lacre térmico que evidencia adulterações na embalagem do pedido
- Embalagem com pedidos em local conveniente e fácil de alcançar
- Embalagens de pedido podem ser colocados em uma esteira transportadora ou descarregados em uma mesa (opcional)

Tipos de tubos de amostra

- Tubos de 11 a 16 mm de diâmetro e 65 a 100 mm de comprimento (sem tampa)
- S-Monovette®

Dimensões

- 850X1424x1561 mm (LxPxA)
- Peso: aprox. 350 kg

Alimentação

- 115-230 V CA $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 16 A

Informações gerais

- Nível de ruído: <70 dB(A)
- Temperatura ambiente admissível: + 15 °C a + 40 °C
- Umidade relativa máxima do ar: 80%, sem condensação

Produtividade

- Até 750 tubos/hora

Acessórios / Opcionais

- Esteira de transporte
- Leitor de código de barras para identificação de pacientes
- Impressora externa de código de barras Zebra

Sarstedt LTDA
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
SANTANA DE PARNAIBA - SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com