

Rack para tubos Ø 30 mm



- Capacidad para 18 tubos de centrifuga de 50 ml o S-Monovette® de 25 ml del sistema Formalín
- Esterilizable en autoclave
- Cómodas asas para transporte
- Dimensiones: 295 x 114 x 66 mm (L x A x H)

Información

Referencia	Descripción	Presentación
93.1707	Rack para tubos de Ø 30 mm, azul, 18 posiciones	1 ud / bolsa 10 uds / caja

SARSTEDT S. A. U.
P. I. Valldoríolf
Cami de Can Grau, 24
08430 - La Roca del Vallès
Tel. 93 846 40 03
Fax. 93 846 39 78
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com