

Estación de trabajo Revolver Rack



- Diseñado para almacenar recipientes de diferentes medidas en un mismo rack
- Cada bloque combina orificios de \varnothing 5 mm - \varnothing 30 mm
- Los bloques se pueden girar y combinar según necesidad del usuario
- Apto para temperaturas de -80 °C a 121 °C
- Dimensiones L x A x H: 108 x 108 x 257 mm.
Dimensiones bloque L x A x H: 108 x 108 x 69 mm

Información

Referencia	Descripción	Envase
93.879	Estación de trabajo revolver Rack	1 ud / bolsa 4ud / caja

Sarstedt S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 LA ROCA DEL VALLÈS
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com