


Cajas de almacenamiento para tubos de 15 y 50 ml



- Indicadas para tubos de 15 y 50 ml
- Codificación numérica para la identificación fácil de las muestras
- Aptas para temperaturas de -80 °C a 121 °C
- Dimensiones L x A x H : 144 x 144 x 127 mm.
Dimensiones sin tapa L x A x H: 144 x 144 x 102 mm

Información

Referencia	Descripción	Color	Capacidad	Presentación
93.880	Caja de almacenamiento para tubos de 15 ml	Verde	36 (6 x 6)	2 ud / bolsa 12 ud / caja
93.881	Caja de almacenamiento para tubos de 50 ml	Azul	16 (4 x 4)	

Sarstedt S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 LA ROCA DEL VALLÈS
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com