


Боксы для пробирок объемом 15 и 50 мл



- Подходят для пробирок объемом 15 и 50 мл
- Цифровая маркировка ячеек облегчает идентификацию проб
- Применение в диапазоне температур от -80°C до 121°C
- Размеры Д x Ш x В (без крышки): 144 x 144 x 127 (102) мм

Информация для заказа

Кат. номер	Наименование	Цвет	Вместимость	Упаковка
93.880	Бокс для хранения пробирок 15 мл	Зелёный	36 (6 x 6)	2 шт. в пакете
93.881	Бокс для хранения пробирок 50 мл	Синий	16 (4 x 4)	12 шт. в коробке

Sarstedt AG & Co.
Ul. Ljusinovskaya, 36 bld. 1
115093 MOSCOW
Tel: +7 495 937 5228
Fax: +7 495 937 5228
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com