

# SML

S-Monovette® Labeler

NOUVEAU !

Modèle : SML-2



## Étiquette les tubes S-Monovette® immédiatement avant le prélèvement sanguin

- Utilisation au sein des services hospitaliers et des ambulances
- Les tubes sont préparés pour chaque patient selon les demandes d'analyses
- Tout le nécessaire est préparé, rien n'est oublié
- Aucune erreur d'étiquetage
- Tous les tubes sont fournis sous forme de kit pour chaque patient dans un récipient
- Des étiquettes supplémentaires peuvent être générées pour des échantillons spécifiques (option)
- Sécurité augmentée des traitements par le laboratoire grâce au positionnement parfait des étiquettes

## Description du fonctionnement

---

- Dispositif autonome de mise à disposition de tubes de prélèvement sanguin Sarstedt pré-étiquetés et spécifiques à chaque patient (S-Monovette®)
- Génération d'étiquettes avec code-barres (1D / 2D) et texte
- Étiquetage des tubes
- Mise à disposition d'étiquettes individuelles pour d'autres tubes de prélèvement
- Format de l'étiquette : 40 x 26 mm
- Mode hors ligne avec demande de tube à l'écran tactile
- Mode en ligne en communication directe avec le SIL ou le SIH

## Alimentation :

- Individuelle, manuelle (SML-1)
- Mise à disposition des tubes dans le magasin du rotor (SML-2 ; SML-3)
- 40 tubes/rotor

## Sortie :

- Kit de tubes par patient dans un récipient
- Récipient individuel (SML-1 ; SML-2)
- 8 récipients dans un carrousel (SML-3)
- Étiquette supplémentaire à l'imprimante (option)

## Types de tube

---

- S-Monovette®
- Diamètre extérieur de 11 à 16 mm, longueur de 65 à 100 mm (sans cape)

## Dimensions

---

- 520 x 500 x 420 mm (lxpxh)
- Poids :           SML-1 env. 40 kg                   SML-2 env. 50 kg                   SML-3 env. 55 kg

## Raccordement électrique

---

- 115-230 V CA  $\pm 10$  %, 50/60 Hz, 16 A

## Caractéristiques générales

---

- Émissions sonores : < 65 dB(A)
- Température ambiante autorisée : + 15 °C à + 40 °C
- Taux d'humidité relative maximal : 80 %, sans condensation

## Temps de préparation

---

- $\leq 20$  s pour un ordre d'étiquetage avec 4 tubes et une étiquette supplémentaire

## Accessoires facultatifs

---

- Imprimante d'étiquettes séparée

SARSTEDT S.A.R.L.  
Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay  
Tel: +33 384 31 95 95  
Fax: +33 384 31 95 99  
info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com