

SML

S-Monovette® Labeler

NOWOŚĆ!

Model: SML-2



Etykietowanie probówek S-Monovette bezpośrednio przed pobraniem krwi

- Zastosowanie na oddziale w szpitalu i w przychodniach
- Zlecenie laboratorium dotyczące danego pacjenta określa wymagane materiały
- Przygotowanie wszystkich materiałów, nic nie jest pomijane
- Bez nieprawidłowego etykietowania błędnym kodem materiału
- Wszystkie probówki wydawane w pojemniku jako zestaw pacjenta
- Możliwość wygenerowania dodatkowych etykiet na próbki specjalne (opcja)
- Bezpieczeństwo procedur w laboratorium dzięki idealnie umieszczonym etykietom

Opis działania

- Samodzielne urządzenie do przygotowywania probówek Sarstedt do pobierania krwi (S-Monovette®), wstępnie oznaczonych dla poszczególnych pacjentów
- Tworzenie etykiet z kodem kreskowym (1-D/2-D) i tekstem
- Etykietowanie probówek
- Przygotowywanie indywidualnych etykiet na inne pojemniki na próbki
- Format etykiet 40 x 26 mm
- Praca offline z żądaniem przygotowania probówek za pomocą ekranu dotykowego
- Praca online w bezpośredniej komunikacji z systemem LIS lub HIS

Doprowadzanie:

- Pojedynczo, ręcznie (SML-1)
- Przygotowanie probówek w magazynie rotora (SML-2; SML-3)
- 40 probówek/rotor

Wydawanie:

- Zestaw probówek dla pacjenta w pojemniku
- Pojedyncze pojemniki (SML-1; SML-2)
- 8 pojemników na karuzeli (SML-3)
- Dodatkowa etykieta w drukarce (opcja)

Rodzaje probówek

- S-Monovette®
- Średnica zewnętrzna 11-16 mm, długość 65-100 mm (bez nasadki)

Wymiary

- 520 x 500 x 420 mm (szer. x gł. x wys.)
- Masa: SML-1 ok. 40 kg SML-2 ok. 50 kg SML-3 ok. 55 kg

Przyłącze elektryczne

- 115-230 V AC ±10%, 50/60 Hz, 16 A

Dane ogólne

- Poziomy hałas: <65 dB(A)
- Dop. temperatura otoczenia: + 15°C do + 40°C
- Max. względna wilgotność powietrza: 80%, bez kondensacji

Przepustowość

- ≤20 sekund na jedno zlecenie etykietowania z 4 probówkami i dodatkową etykietą

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe

- Oddzielna drukarka etykiet

Sarstedt Sp. zo.o
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com