

SML

S-Monovette® címkéző automata

UJDONSÁG!

Modell: SML-2



Az S-Monovette csöveket felcímkézi közvetlenül a vérvétel előtt

- Kórházi osztályokon, laboratóriumokban és ambulanciákon használható
- A beteg laboratóriumi követelményei határozzák meg az eszközöket
- Minden eszköz elő van készítve, semmi sem maradhat el
- Nincs rossz eszközkóddal ellátott, hibás címkézés
- Minden cső betegkészletként egy pohárban kerül összekészítésre
- Kiegészítő címkék opcionálisan elkészíthetők a speciális mintákhoz (opcionális)
- Laboratóriumi folyamatbiztonság a tökéletesen csőre pozicionált, felhelyezett címkékkel

A működés leírása

- Különálló készülék betegspecifikusan felcímkézett Sarstedt vérvételi csövek (S-Monovette®) előkészítésére
- Címkézés vonalkóddal (1-D/2-D) és szöveges címkével
- Csövek felcímkézése
- Egyedi címkék készítése más mintavételi edények, eszközök számára
- A címke formátuma: 40 x 26 mm
- Offline üzemelés a szükséges vérvételi csövek érintő képernyő segítségével történő összeállítása
- Online üzemelés LIS vagy KIS rendszerrel való közvetlen kommunikációval

Adagolás:

- egyedi, manuális (SML-1)
- A csövek forgótáras tárolóból történő előkészítése (SML-2; SML-3)
- 40 cső/forgótár

Kiadás:

- Betegenkénti vérvételi csőkészlet, pohárban
- Egyenkénti pohár (SML-1; SML-2)
- 8 pohár a forgótárban (SML-3)
- Kiegészítő címkék a nyomtatóban (opcionális)

Eszköz-, cső típusok

- S-Monovette®
- Külső átmérő: 11–16 mm, hossz: 65–100 mm (kupak nélkül)

Méretek

- 520 x 500 x 420 mm (Szé x Mé x Ma)
- Készülék súlya: SML-1 kb. 40 kg SML-2 kb. 50 kg SML-3 kb. 55 kg

Elektromos csatlakozás

- 115-230 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 16 A

Általános információk

- Zajszint: < 65 dB(A)
- megengedett környezeti hőmérséklet: +15 °C – +40 °C
- a levegő max. relatív páratartalma: 80%, nem lecsapódó

Teljesítmény, áteresztőképesség

- ≤ 20 mp egy címkézési feladatnál 4 cső és egy kiegészítő címke esetén

Opcionális tartozék

- Különálló címkenyomtató

Sarstedt K.f.t.
Szugló u. 54
1145 BUDAPEST
Tel: +36 1 383 1216
Fax: +36 1 383 1213
info.hu@sarstedt.com
www.sarstedt.com