

SML

S-Monovette® Etiketovač

NOVÉ

Model: SML-2



Etiketuje zkumavky S-Monovette bezprostředně před odběrem krve

- Použití na odděleních v nemocnici a v ambulancích
- Na základě požadavku na laboratorní vyšetření pacienta jsou připraveny příslušné zkumavky
- Všechny zkumavky jsou připraveny, na žádnou se nezapomene
- Žádné chybné etiketování s chybným kódem materiálu
- Všechny zkumavky jsou vydávány jako balíček pacienta v kelímku
- Možnost volby přídavné etikety pro speciální vzorky (volitelně)
- Bezpečnost procesů v laboratoři díky perfektně umístěným etiketám

Popis funkce

- Samostatný přístroj pro přípravu zkumavek Sarstedt na odběr krve (S-Monovette®) s předem nalepenými etiketami pro identifikaci pacienta
- Vytvoření etikety s čárovým kódem (1-D/2-D) a textem
- Etiketování zkumavek
- Příprava jednotlivých etiket pro jiné odběrové zkumavky
- Formát etiket 40 x 26 mm
- Offline provoz s vyžádáním zkumavek prostřednictvím dotykové obrazovky
- Online provoz s přímou komunikací s LIS nebo KIS

Příjem:

- Jednotlivě, ručně (SML-1)
- Příprava zkumavek v rotačním zásobníku (SML-2; SML-3)
- 40 zkumavek/rotor

Výdej:

- Zkumavky v sadě podle pacienta
- Jednotlivé kelímky (SML-1; SML-2)
- 8 kelímků v karuselu (SML-3)
- Přídavná etiketa na tiskárně (volitelně)

Typy zkumavek

- Zkumavky S-Monovette®
- Vnější průměr 11 až 16 mm, délka 65–100 mm (bez uzávěru)

Rozměry

- 520 x 500 x 420 mm (š x h x v)
- Hmotnost: SML-1 cca 40 kg SML-2 cca 50 kg SML-3 cca 55 kg

Elektrické připojení

- 115–230 V AC ±10 %, 50/60 Hz, 16 A

Obecné údaje

- Hladina hluku: < 65 dB(A)
- Příp. teplota prostředí: +15 °C až +40 °C
- Max. relativní vlhkost vzduchu: 80 %, nekondenzující

Kapacita

- ≤ 20 s na osignování 4 zkumavek etiketami a vytištění jedné přídavné etikety

Volitelné příslušenství

- Samostatná tiskárna etiket

Sarstedt spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 PRAHA 9
Tel: +420 281 020001 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com