

SML

Система штрих-кодирования S-Monovette®

НОВИНКА!

Модель: SML-2



Нанесение этикеток на пробирки S-Monovette непосредственно перед
взятием крови

- Установка в больничных стационарах и поликлиниках
- Подбор пробирок в соответствии с заказанными тестами
- Правильная маркировка всех необходимых пробирок
- Отсутствие риска перепутывания этикеток или пробирок
- Выдача подготовленных пробирок в виде набора пациента в контейнере
- Создание дополнительных этикеток для специальных проб (опция)
- Безопасность процессов в лаборатории благодаря идеальному позиционированию этикеток

 SARSTEDT

Параметры системы

- Автономная система подачи пробирок Sarstedt с предварительно нанесёнными этикетками (S-Monovette®)
- Создание этикеток со штрих-кодом (1-D/2-D) и текстом
- Наклеивание этикеток на пробирки
- Печать отдельных этикеток для дополнительных тестов
- Размер этикеток 40 x 26 мм
- Автономный режим управления заказами через сенсорный экран
- Онлайн режим с прямым обменом данными с системой ЛИС или МИС

Загрузка пробирок:

- Одиночные, вручную (SML-1)
- Подача пробирок в магазине ротора (SML-2; SML-3)
- 40 пробирок в роторе

Выгрузка:

- Набор пробирок для пациента в контейнере
- Одиночные контейнеры (SML-1; SML-2)
- 8 контейнеров в карусели (SML-3)
- Печать дополнительных этикеток на принтере (опция)

Типы пробирок

- S-Monovette®
- Внешний диаметр 11 - 16 мм, длина 65-100 мм (без крышек)

Размеры и масса

- 520 x 500 x 420 мм (ШxГxB)
- Масса: SML-1 около 40 кг SML-2 около 50 кг SML-3 около 55 кг

Параметры электропитания

- 115-230 В перем.тока ±10%, 50/60 Гц, 16 А

Общие характеристики

- Уровень шума: < 65 дБ(A)
- Допуст. температура окружающей среды: от +15°C до +40°C
- Макс. относительная влажность воздуха: 80%, без конденсата

Производительность

- ≤ 20 с для одного заказа с 4 пробирками и одной дополнительной этикеткой

Дополнительные принадлежности

- Отдельный принтер для печати этикеток

Sarstedt AG & Co.
Ul. Ljusinovskaya, 36 bld. 1
115093 MOSCOW
Tel: +7 495 937 5228
Fax: +7 495 937 5228
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com