

SML

S-Monovette® Labeler

YENİ

Model: SML-2



Kan almadan hemen önce S-Monovette'leri etiketler

- Hastanede servislerde ve ayaktan tedavi ünitelerinde kullanılır
- Hastanın laboratuvar talebi materyalleri belirler
- Materyallerin hepsi hazır tutulur, hiçbiri unutulmaz
- Yanlış materyal kodlu hatalı etiketlendirme olmaz
- Tüpelerin tamamı hasta seti olarak bir kap içinde verilir
- Özel numuneler için ilave etiketler oluşturulur (opsiyon)
- Mükemmel konumlandırılmış etiketler sayesinde laboratuvarda proses güvenliği

Fonksiyon tanımı

- Hastaya özel önceden etiketlenmiş Sarstedt kan alma tüplerinin (S-Monovette®) hazırlanması için bağımsız cihaz
- Barkod (1-D/2-D) ve metin içeren etiket hazırlama
- Tüplerin etiketlenmesi
- Diğer numune kapları için etiketlerin oluşturulması
- Etiket formatı 40 x 26 mm
- Dokunmatik ekran üzerinden tüp talepli çevrimdışı işletim
- LIS veya HIS ile doğrudan iletişimli çevrimiçi işletim

Besleme:

- Tek tek, manuel (SML-1)
- Tüpler rotatif magazinde (SML-2; SML-3) hazır tutulur
- 40 tüp/rotor

Çıkış:

- Hasta başına kap içinde tüp seti
- Tek kap (SML-1; SML-2)
- Döner tablada 8 kap (SML-3)
- Yazıcıda (opsiyon) ilave etiket

Kap tipleri

- S-Monovette®
- Dış çap 11 ila 16 mm, uzunluk 65-100 mm (başlık hariç)

Ölçüler

- 520 x 500 x 420 mm (GxDxY)
- Ağırlık: SML-1 yakl. 40 kg SML-2 yakl. 50 kg SML-3 yakl. 55 kg

Elektrik bağlantısı

- 115-230 V AC \pm %10, 50/60 Hz, 16 A

Genel bilgiler

- Gürültü seviyesi: < 65 dB(A)
- Onaylı çevre sıcaklığı: + 15°C ila + 40°C
- Göreceli maks. hava nem oranı: %80, yoğunlaşmayan

Verimlilik

- 4 tüp ve bir ilave etiket içeren etiketlendirme işi için \leq 20 saniye

Opsiyonel aksesuar

- Ayrı etiket yazıcı

SARSTEDT INTERNATIONAL GmbH TÜRKİYE
İRTİBAT BÜROSU
Acıbadem Mh. Çeçen Sokak
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A Giriş
Kat:27 Da:158
Kadıköy – İstanbul, TURKEY
Tel: + 90 216 290 18 65
Fax: + 90 216 290 18 64
info.tr@sarstedt.com, www.sarstedt.com