



REGANESTH® unoplex

Blocs nerveux périphériques échoguidés




Convient aux ultrasons

Dans le champ



Hors champ



REGANESTH® unoplex

- L'aiguille REGANESTH® unoplex a été développée pour la réalisation de blocs nerveux uniquement échoguidés
- La pointe de l'aiguille permet une excellente visibilité, même à des angles d'introduction aigus

Efficacité

Le marquage à ultrasons à *coupe en losange* permet une excellente visibilité aux ultrasons



Confort d'utilisation

Manipulation confortable au moyen de la poignée REGANESTH® ergonomique et marquage pour l'orientation du biseau



Accessoires



Références pour commande

Réf.	Désignation	UV
79.8096.050	REGANESTH® unoplex 22G x 50 mm avec tubulure d'injection amovible de 60 cm	10
79.8096.080	REGANESTH® unoplex 22G x 80 mm avec tubulure d'injection amovible de 60 cm	10
79.8096.100	REGANESTH® unoplex 20G x 100 mm avec tubulure d'injection amovible de 60 cm	10
79.8096.185	Set de cathéter Unoplex 18G x 50 mm/21G REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm Cathéter pour bloc plexique 21G x 400 mm avec mandrin et introducteur, tubulure d'injection amovible de 60 cm, adaptateur Tuohy-Borst, filtre plat de 0,2 cm, fixation de filtre plat REGAfix F	5
79.8096.150	REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm C	20
79.8096.188	Set de cathéter Unoplex 18G x 80 mm/21G REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm Cathéter pour bloc plexique 21G x 400 mm avec mandrin et introducteur, tubulure d'injection amovible de 60 cm, adaptateur Tuohy-Borst, filtre plat de 0,2 cm, fixation de filtre plat REGAfix F	5
79.8096.180	REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm C	20

Distribution par :

Sarstedt S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 3 84 31 95 95
Fax: +33 3 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com