



REGANESTH® unoplex

Blocs nerveux périphériques échoguidés




Convient aux ultrasons

Conforme au plan



Hors plan



REGANESTH® unoplex

- L'aiguille REGANESTH® unoplex a été développée pour la réalisation de blocs nerveux uniquement guidés par échographie.
- La pointe de l'aiguille permet une excellente visibilité, même en présence d'angles de piqûre aigus

Efficace

Le marqueur échographique *Rhombus Cut* assure une excellente échogénicité



Facile d'utilisation

Usage convivial grâce à la poignée ergonomique REGANESTH® et au marquage de position de chanfrein



Accessoires



Références

| Réf. | Désignation | UV |
|-------------|--|----|
| 79.8096.040 | REGANESTH® unoplex 25G x 40 mm avec tubulure d'arrivée déconnectable de 60 cm | 10 |
| 79.8096.050 | REGANESTH® unoplex 22G x 50 mm avec tubulure d'arrivée déconnectable de 60 cm | 10 |
| 79.8096.080 | REGANESTH® unoplex 22G x 80 mm avec tubulure d'arrivée déconnectable de 60 cm | 10 |
| 79.8096.100 | REGANESTH® unoplex 20G x 100 mm avec tubulure d'arrivée déconnectable de 60 cm | 10 |
| 79.8096.185 | Set de cathéters unoplex 18G x 50 mm / 21G REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, aiguille pour blocs plexiques 21G x 400 mm, pointe fermée avec trois orifices latéraux et mandrin, tubulure d'arrivée 60 cm, adaptateur Tuohy-Borst, introducteur Luer, filtre plat 0,2 µm, fixation avec bande auto-agrippante | 5 |
| 79.8096.285 | Set de cathéters unoplex EO 18G x 50 mm / 21G REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, aiguille pour blocs plexiques 21G x 500 mm, orifice central avec mandrin, tubulure d'arrivée 60 cm, adaptateur Tuohy-Borst, introducteur Luer, filtre plat 0,2 µm, fixation avec bande auto-agrippante | 5 |
| 79.8096.150 | REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm C | 20 |
| 79.8096.188 | Set de cathéters unoplex 18G x 80 mm / 21G REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm, aiguille pour blocs plexiques 21G x 400 mm, pointe fermée avec trois orifices latéraux et mandrin, tubulure d'arrivée 60 cm, adaptateur Tuohy-Borst, introducteur Luer, filtre plat 0,2 µm, fixation avec bande auto-agrippante | 5 |
| 79.8096.288 | Set de cathéters unoplex EO 18G x 80 mm / 21G REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm, aiguille pour blocs plexiques 21G x 500 mm, orifice central avec mandrin, tubulure d'arrivée 60 cm, adaptateur Tuohy-Borst, introducteur Luer, filtre plat 0,2 µm, fixation avec bande auto-agrippante | 5 |
| 79.8096.180 | REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm C | 20 |

Distribution par :

SARSTEDT AG & Co. KG
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone: +49 2293 305 0
Fax: +49 2293 305 3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com