

SML

Etiquetadora S-Monovette®

NOVO!

Modelo: SML-3



Posiciona na perfeição as etiquetas individuais na S-Monovette®

- Garante a correta correspondência dos códigos de material e da S-Monovette®
- Pode ser integrada nos atuais sistemas KIS/LIS
- As S-Monovettes do paciente são englobadas num conjunto dentro de um único recipiente
- Rótulos adicionais para amostras especiais podem ser geradas separadamente

 SARSTEDT

Descrição do funcionamento

- Dispositivo autónomo para o fornecimento de tubos de colheita de sangue Sarstedt, pré-etiquetados e específicos do doente (S-Monovette®)
- Criação de etiquetas com código de barras (1-D/2-D) e texto
- Etiquetagem dos tubos
- Preparação de etiquetas individuais para diferentes recipientes de amostragem
- Formato da etiqueta 40 x 26 mm
- Utilização offline com pedido de tubo através do ecrã tátil
- Utilização online em comunicação direta com o LIS ou KIS

Alimentação:

- Individual, manual (SML-1)
- Preparação dos tubos em suporte rotativo (SML-2; SML-3)
- 40 tubos/rotor

Saída:

- Conjunto de tubos por paciente num recipiente
- Recipiente individual (SML-1; SML-2)
- 8 recipientes no carrossel (SML-3)
- Etiqueta adicional na impressora (opcional)

Tipos de recipiente

- S-Monovette®
- Diâmetro exterior de 11 a 16 mm, comprimento 65-100 mm (sem tampa)

Dimensões

- 520 x 500 x 420 mm (LxPxA)
- Peso: SML-1 aprox. 40 kg SML-2 aprox. 50 kg SML-3 aprox. 55 kg

Ligação elétrica

- 115-230 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 16 A

Dados gerais:

- Nível de ruído: < 65 dB(A)
- Temperatura ambiente permitida: + 15 °C a + 40 °C
- Humidade relativa máx.: 80%, sem condensação

Velocidade

- ≤ 20 s para um pedido de etiquetas com 4 tubos e uma etiqueta adicional

Acessórios opcionais

- Impressora de etiquetas separada

SARSTEDT S.A.
Estrada Nacional 249, Km 4,2
Escritório B r/c - Nave 3
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com