

# SML

S-Monovette® címkéző automata

UJDONSÁG!

Modell: SML-3



Az egyedi betegcímkéket tökéletesen helyezi el az S-Monovette® csöveken

- Garantálja az anyagkódok és az S-Monovette® csövek megfelelő összerendelését
- Meglévő KIS/LIS rendszerbe integrálható
- Az S-Monovette csövek betegenként csoportosítva pohárban kerülnek összekészítésre
- A speciális mintákhoz tartozó kiegészítő címkék elkülönítve létrehozhatók

 SARSTEDT

## A funkció leírása

- Különálló készülék a betegspecifikusan felcímkézett Sarstedt vérvételi csövek (S-Monovette®) előkészítéséhez
- Címke létrehozása vonalkóddal (1-D/2-D) és szöveges címkével
- Csövek címkézése
- Egyedi címkék előkészítése más mintavételi csövek, edények számára
- A címke formátuma: 40 x 26 mm
- Offline üzemelés igényelt csövek érintőképernyős lekéréssel
- Online üzemelés LIS vagy KIS rendszerrel való közvetlen kommunikációval

## Adagolás:

- egyenként, manuálisan (SML-1)
- A csövek forgótárban történő előkészítése (SML-2; SML-3)
- 40 cső/forgótár

## Kiadás:

- Betegenként összekészített csőkészlet, pohárban
- Egy pohár (SML-1; SML-2)
- 8 pohár a forgótárban (SML-3)
- Kiegészítő címkék a nyomtatón (opcionális)

## Cső, edénytípusok

- S-Monovette®
- Külső átmérő: 11–16 mm, hossz: 65–100 mm (kupak nélkül)

## Méretek

- 520 x 500 x 420 mm (Szé x Mé x Ma)
- Készülék súlya: SML-1 kb. 40 kg SML-2 kb. 50 kg SML-3 kb. 55 kg

## Elektromos csatlakozás

- 115-230 V AC  $\pm 10\%$ , 50/60 Hz, 16 A

## Általános információk

- Zajszint: < 65 dB(A)
- megengedett környezeti hőmérséklet: +15 °C – +40 °C
- a levegő max. relatív páratartalma: 80%, nem lecsapódó

## Teljesítmény, áteresztőképesség

- $\leq 20$  mp egy címkézési feladatnál 4 cső és egy kiegészítő címke esetén

## Opcionális tartozék

- Különálló címkenyomtató

Sarstedt K.f.t.  
Szugló u. 54  
1145 BUDAPEST  
Tel: +36 1 383 1216  
Fax: +36 1 383 1213  
info.hu@sarstedt.com  
www.sarstedt.com