

SML

S-Monovette® Štítkovač

NOVÝ!

Model: SML-3



Dokonalé nalepenie štítkov s individuálnymi údajmi pacienta na skúmavku S-Monovette®

- Zaručuje správne označenie materiálu a skúmavky S-Monovette®
- Integrované do existujúcich Nemocničných/Laboratórnych informačných systémov
- Skúmavky S-Monovette sa vydávajú ako patientska súprava v nádobke
- Pre špeciálne vzorky sú doplnkové štítky, ktoré sa môžu generovať oddelene

Opis funkcií

- Automatické zariadenie na prípravu skúmaviek na odber krvi od spoločnosti SARSTEDT s prípravným štítkovaním podľa špecifikácie pacienta (S-Monovette®)
- Výroba štítkov s čiarovým kódom (1-D/2-D) a textom
- Štítkovanie skúmaviek
- Zabezpečenie samostatných štítkov pre iné skúmavky na odber vzoriek
- Formát štítka 40 x 26 mm
- Off-line prevádzka s vyžiadanim skúmavky cez dotykovú obrazovku
- Off-line prevádzka s priamou komunikáciou s Laboratórnym informačným systémom alebo s Nemocničným informačným systémom

Prísun:

- jednotlivo, ručne (SML-1)
- zabezpečenie skúmaviek v rotorovom zásobníku (SML-2; SML-3)
- 40 skúmaviek/rotor

Výdaj:

- súprava skúmaviek pre konkrétneho pacienta v nádobke
- jedna nádobka (SML-1; SML-2)
- 8 nádobiek v otočnom stojane (SML-3)
- Doplnkové štítky na tlačiarňi (voliteľné)

Typy skúmaviek

- S-Monovette®
- Vonkajší priemer 11 až 16 mm, dĺžka 65-100 mm (bez uzáveru)

Rozmery

- 520 x 500 x 420 mm (Š x H x V)
- Hmotnosť: SML-1 cca 40 kg SML-2 cca 50 kg SML-3 cca 55 kg

Elektrická prípojka

- 115-230 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 16 A

Všeobecné údaje

- Hladina hluku: < 65 dB(A)
- Prípustná teplota prostredia: + 15°C až + 40°C
- Maximálna relatívna vlhkosť: 80%, nekondenzujúca

Kapacita

- ≤ 20 s pre nalepenie štítkov na 4 skúmavky a vytlačenie jedného doplnkového štítka

Voliteľné príslušenstvo

- Samostatná tlačiareň na štítky

Sarstedt spol. s r.o.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel: +421 268 245 933
Fax: +421 268 245 934
info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com