

# SML

Система штрих-кодирования S-Monovette®

НОВИНКА!

Модель: SML-3



## Идеальное наклеивание этикеток на S-Monovette®

- Достоверное соответствие кода материала и типа пробирки S-Monovette®
- Возможность интеграции в существующие системы МИС/ЛИС
- Подготовленные S-Monovette выдаются в виде набора пациента в контейнере
- Возможность печати дополнительных этикеток для специальных проб

## Параметры системы

- Автономная система подачи пробирок Sarstedt с предварительно нанесёнными этикетками (S-Monovette®)
- Создание этикеток со штрих-кодом (1-D/2-D) и текстом
- Наклеивание этикеток на пробирки
- Печать отдельных этикеток для дополнительных тестов
- Размер этикеток 40 x 26 мм
- Автономный режим управления заказами через сенсорный экран
- Онлайн режим с прямым обменом данными с системой ЛИС или МИС

## Загрузка пробирок:

- Одиночные, вручную (SML-1)
- Подача пробирок в магазине ротора (SML-2; SML-3)
- 40 пробирок в роторе

## Выгрузка:

- Набор пробирок для пациента в контейнере
- Одиночные контейнеры (SML-1; SML-2)
- 8 контейнеров в карусели (SML-3)
- Печать дополнительных этикеток на принтере (опция)

## Типы пробирок

- S-Monovette®
- Внешний диаметр 11 - 16 мм, длина 65-100 мм (без крышек)

## Размеры и масса

- 520 x 500 x 420 мм (ШxГxB)
- Масса: SML-1 около 40 кг      SML-2 около 50 кг      SML-3 около 55 кг

## Параметры электропитания

- 115-230 В перем.тока ±10%, 50/60 Гц, 16 А

## Общие характеристики

- Уровень шума: < 65 дБ(А)
- Допуст. температура окружающей среды: от +15°C до +40°C
- Макс. относительная влажность воздуха: 80%, без конденсата

## Производительность

- ≤ 20 с для одного заказа с 4 пробирками и одной дополнительной этикеткой

## Дополнительные принадлежности

- Отдельный принтер для печати этикеток

САРШТЕДТ АГ & Ко. КГ  
Представительство в Москве  
ул. Люсиновская 36 стр. 1  
115093 Москва  
Тел./факс: +7 495 937 52 28  
info.ru@sarstedt.com  
www.sarstedt.com