

REGANESTH® unoplex NRFit


Blocs nerveux périphériques échoguidés avec connecteur non Luer NRFit™ selon ISO 80369-6

NRFit™




Convient aux ultrasons

Conforme au plan



Hors plan



REGANESTH® unoplex NRFit

- L'aiguille REGANESTH® unoplex a été développée pour la réalisation de blocs nerveux uniquement guidés par échographie
- La pointe de l'aiguille permet une excellente visibilité, même en cas d'angles de piqûre aigus
- Prévention des erreurs de connexion entre différents domaines d'utilisation grâce au connecteur non Luer NRFit™ selon ISO 80369-6

Efficace

Le marqueur ultrasonique *Rhombus Cut* assure une excellente échogénicité



Facile d'utilisation

Usage convivial grâce à la poignée ergonomique et optimisée REGANESTH® et au marquage de position du biseau



Accessoires



Référencement pour commande

Réf.	Désignation	UV
79.8096.044*	REGANESTH® unoplex NRFit 25G x 40 mm avec tubulure d'arrivée déconnectable de 60 cm	10
79.8096.054	REGANESTH® unoplex NRFit 22G x 50 mm avec tubulure d'arrivée déconnectable de 60 cm	10
79.8096.084	REGANESTH® unoplex NRFit 22G x 80 mm avec tubulure d'arrivée déconnectable de 60 cm	10
79.8096.104*	REGANESTH® unoplex NRFit 20G x 100 mm avec tubulure d'arrivée déconnectable de 60 cm	10
79.8096.254*	Set de cathéter unoplex 18G/50 mm NRFit Aiguille pour blocs plexiques REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, cathéter pour blocs plexiques 21G x 500 mm avec mandrin, orifice central, tubulure d'arrivée 60 cm, adaptateur Tuohy-Borst, introducteur, filtre plat 0,2 µm avec fixation, avec connecteur non Luer NRFit™ selon ISO 80369-6	5
79.8096.284*	Set de cathéter unoplex 18G/80 mm NRFit Aiguille pour blocs plexiques REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm, cathéter pour blocs plexiques 21G x 500 mm avec mandrin, orifice central, tubulure d'arrivée 60 cm, adaptateur Tuohy-Borst, introducteur, filtre plat 0,2 µm avec fixation, avec connecteur non Luer NRFit™ selon ISO 80369-6	5

*Prochainement disponible

Distribué par :

SARSTEDT AG & Co. KG
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone +49 2293 305-0
Fax +49 2293 305-3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com