

# 12ml V底テストチューブ

多くのラボ内での行われている実験や分析を精密に行うためには、サンプル容量を目視確認することが必要です。ザルスタットは透明度の高いポリスチレン製の12ml V底テストチューブをお勧めします。


成型時に0.5ml毎に刻まれた目盛りにより、濃い色や不透明な液体であっても正確に容量確認ができます。コニカル形状は遠心分離時に高密度な低分子物質でも、チューブの底に確実に沈殿させることができます。

ポリスチレン製のφ17 x 110mm 遠心チューブは幅広い用途に使用できる様に、ご好評いただいているスタックパック包装や滅菌済みの製品も提供しています。また熱や化学的・物理的に負荷のかかる用途には耐性のあり、オートクレーブ可能なポリプロピレン製のご使用をお勧めしています。

このラインナップの拡張により、φ16.8 x 105mmやφ16.8 x 95 mm V底テストチューブシリーズに選択の幅が広がりました。

## 製品の特長

- ・容量確認が容易
- ・スタックパック包装により40%の省スペースを実現
- ・プッシュキャップ付の滅菌済みも提供しています



更に

透明性の高いポリプロピレン製の10 mlコニカルチューブもお試し下さい。大きな書込みスペースには、鮮明にくっきりと書込みできます。また印刷された白い目盛は、更に容量確認を容易にします。



## オーダーインフォメーション

Art.No.	材質	タイプ	適合キャップ	数量 (包装仕様)	生産終了製品
57.462	ポリスチレン	袋入り	65.793 65.816	1,000 / 箱 500 / 内袋	57.464.005 57.469
57.462.015	ポリスチレン	スタックパック	65.793 65.816	1,000 / 箱 250 / スタックパック	57.464
57.462.001	ポリスチレン	滅菌済、キャップ付	---	500 / 箱 100 / 内袋	57.464.001
57.527	ポリプロピレン	袋入り	65.793 65.816	1,000 / 箱 500 / 内袋	57.513 57.519

## オーダーインフォメーション 10mlコニカルチューブ

Art.No.	材質	適合キャップ	数量 (包装仕様)
62.9924.272	ポリプロピレン	65.816 65.720 65.793	1,000 / 箱 500 / 内袋

ザルスタット株式会社  
〒102-0073  
東京都千代田区九段北1-5-9  
九段誠和ビル4F  
TEL 03-5215-5400  
FAX 03-5215-6400  
info.jp@sarstedt.com  
www.sarstedt.com