

# Tubes coniques de 5 ml

La taille intermédiaire pour le laboratoire

**NOUVEAU !**



Le tube conique à cape attenante pour les volumes intermédiaires :

- Manipulation confortable de volumes de liquides entre 2 et 5 ml
- Principe de fermeture fiable SafeSeal
- Qualité « PCR Performance Tested » pour les applications exigeantes



**SARSTEDT**

# Tubes coniques de 5 ml

## Une manipulation fiable de volumes de remplissage entre 2 et 5 ml

Les applications de routine au sein du laboratoire comme les séries de dilution, la désintégration cellulaire ou la mise en réserve d'échantillons exigent souvent une quantité de remplissage supérieure à 2 ml. Les tubes affichant un volume supérieur ne conviennent souvent pas en raison de leur forme effilée ou de leur fermeture à vis.

Le nouveau tube à réaction Sarstedt réunit les avantages des tubes SafeSeal et des tubes à vis de 5 ml en un seul récipient. Facile à ouvrir de par son design ergonomique, la cape à pression avec lèvre d'étanchéité et ergot de verrouillage se ferme en apportant un haut niveau de sécurité, même sous contrainte thermique. La large attache de la cape permet une fermeture aisée et précise. L'intervention de bouchons à vis séparés est exclue.



## Avantages du tube conique de 5 ml

- Polypropylène robuste – Centrifugation possible jusqu'à 21 000 x g, autoclavable
- Graduation gravée – Contrôle du volume en toute simplicité
- Plage d'écriture et cape dépolie – Marquage sûr et identification rapide
- Faible hauteur – Risque de contamination réduit, le cône de pipette ne doit pas plonger dans le tube
- Taille compacte – Faible encombrement des échantillons, milieux ou cultures mis en stockage

## Informations pour commande

Référence	Désignation	Conditionnement
72.701	Tube conique de 5 ml	100 / sachet, 200 / boîte 800 / carton
72.701.400	Tube conique de 5 ml, « PCR Performance Tested »	100 / sachet, 200 / boîte 800 / carton

## Accessoires

Référence	Désignation	Format	Dimensions extérieures (mm)	Conditionnement
93.850.001	Portoir polycarbonate pour 18 tubes coniques de 5 ml	6 x 3	137 x 70 x 40 (L x l x H)	1 / carton
93.1431.001	Portoir polycarbonate pour 48 tubes coniques de 5 ml	12 x 4	257 x 90 x 40 (L x l x H)	1 / carton

Sarstedt S.A.R.L.  
Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 MARNAY  
Tel: +33 3 84 31 95 95  
Fax: +33 3 84 31 95 99  
info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com