

Microtubos de 5 mL

O tamanho intermediário para laboratórios

NOVO!



Microtubos para volumes médios:

- Fácil manuseio para volumes entre 2 e 5 mL
- Princípio de fechamento confiável SafeSeal
- Certificação PCR Performance Tested para aplicações exigentes



SARSTEDT

Manuseio confiável de volumes entre 2 e 5 mL

Aplicações de rotina no laboratório, como séries de diluição, fracionamento celular ou fornecimento de amostras, exigem frequentemente um volume de preenchimento superior a 2 mL. Devido ao design esguio ou à tampa de rosca, os recipientes de volumes maiores não costumam ser os mais indicados para este efeito.

O novo microtubo da Sarstedt combina as vantagens dos microtubos SafeSeal e dos tubos de rosca de 5 ml em um único recipiente. Graças ao design ergonômico, ele é fácil de abrir com apenas uma mão, e o fechamento é garantido pela tampa de pressão com aba de vedação e relevo de retenção, mesmo em casos de carga térmica. A ampla dobradiça da tampa permite um fechamento fácil e seguro, não sendo possível a troca de tampas por engano, como no caso de tampas de rosca separadas.



Vantagens do microtubo de 5 mL

- Polipropileno resistente – centrifugável até 21.000 x g, autoclavável
- Graduação em relevo – fácil controle de volume
- Campo para escrita e tampa fosca – rotulagem segura e identificação rápida
- Altura pequena – baixo risco de contaminação, não é preciso mergulhar o cone da pipeta no recipiente
- Tamanho compacto – aprovisionamento de amostras, meios ou culturas com economia de espaço

Informações para pedidos

Código	Descrição	Embalagem
72.701	Microtubo de 5 mL	100/pacote 200/caixa
72.701.400	Microtubo de 5 mL, PCR Performance Tested	100/pacote 200/caixa



Acessórios

Código	Descrição	Formato	Dimensões externas (mm)	Embalagem
93.850.001	Rack em policarbonato com 18 posições para tubos de 5 mL	6 x 3	137 x 70 x 40 (C x L x A)	1/caixa
93.1431.001	Rack em policarbonato com 48 posições para tubos de 5 mL	12 x 4	257 x 90 x 40 (C x L x A)	1/caixa

Sarstedt LTDA
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
SANTANA DE PARNÁIBA - SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com