

Microtubos de 5 ml

A opção de volume intermédio para o laboratório

NOVO!



O Microtubo para volumes médios:

- Manuseamento confortável de volumes entre 2 e 5 ml
- Fecho de segurança SafeSeal
- Qualidade PCR Performance Tested para aplicações mais exigentes



SARSTEDT

Manuseamento seguro de volumes entre 2 e 5 ml

As aplicações de rotina no laboratório, tais como, diluições, rotura celular ou armazenamento de amostras exigem frequentemente volumes superiores a 2 ml. Devido ao seu formato mais estreito ou à tampa de rosca, os tubos de volume superior não são os mais adequados a estas finalidades.

O novo microtubo da Sarstedt alia, num só recipiente, as vantagens dos microtubos SafeSeal com as dos tubos de tampa de rosca de 5 ml. Devido ao seu formato ergonómico, permite a abertura fácil com apenas uma mão, as tampas de pressão com capacidade de vedação e saliências de fixação fecham-se de forma segura, mesmo com sobrecarga térmica. A ligação da tampa permite um fecho simples e preciso. Fica, assim, excluído o risco de troca accidental da tampa de rosca.



Principais vantagens do Microtubo de 5 ml:

- Polipropileno robusto – centrifugável até 21.000 x g, autoclavável
- Escala em relevo – controlo fácil do volume
- Espaço de escrita e tampa fosca – marcação segura e identificação rápida
- Altura baixa – menor risco de contaminação, uma vez que o cone da pipeta não precisa de entrar no tubo
- Tamanho compacto – armazenamento de amostras, meios ou culturas em menos espaço

Informações de encomenda

Ref. ^a	Designação	Embalagem
72.701	Microtubo de 5 ml	100/saco 200/caixa
72.701.400	Microtubo de 5 ml, PCR Performance Tested	100/saco 200/caixa



Acessórios

Ref. ^a	Designação	Formato	Dimensões exteriores (mm):	Embalagem
93.850.001	Suporte de policarbonato para 18 microtubos de 5 ml cada	6 x 3	137 x 70 x 40 (Cx LxA)	1/caixa
93.1431.001	Suporte de policarbonato para 48 microtubos de 5 ml cada	12 x 4	257 x 90 x 40 (Cx LxA)	1/caixa

SARSTEDT S.A.
Estrada Nacional 249, Km 4,2
Escritório B r/c - Nave 3
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com