

Probówki reakcyjne o objętości 5 ml

Średnia wielkość dla laboratorium

NOWOŚĆ!



Probówka reakcyjna na średnie objętości:

- Wygodne posługiwanie się objętościami napełnienia między 2 a 5 ml
- Niezawodne zamknięcie SafeSeal
- Jakość „PCR Performance Tested” do bardziej wymagających zastosowań



 **SARSTEDT**

Probówki reakcyjne o objętości 5 ml

Niezawodne posługiwanie się objętościami napełnienia między 2 a 5 ml

Rutynowe zastosowania w laboratorium, takie jak serie rozcieńczeń, dezintegracja komórek lub przechowywanie rezerwowych próbek, często wymagają pojemności napełnienia powyżej 2 ml. Probówki o większej objętości nie nadają się optymalnie do tego celu z powodu ich smukłej budowy lub gwintowanego zamknięcia.

Nowa probówka reakcyjna firmy Sarstedt łączy zalety probówek reakcyjnych SafeSeal i probówek gwintowanych o objętości 5 ml. Dzięki ergonomicznemu kształtowi jest ona łatwa do otwierania jedną ręką, a wieczko z pierścieniem uszczelniającym i krzywką przytrzymującą zapewniają pewne zamknięcie również pod obciążeniem termicznym. Szeroki zawias umożliwia łatwe i precyzyjne zamykanie. Wykluczone jest pomylenie oddzielnych zakrętek.



Zalety probówki reakcyjnej o objętości 5 ml

- Wytrzymały polipropylen – możliwość wirowania do 21.000 x g, możliwość sterylizacji w autoklawie
- Nastrzykiwana podziałka – łatwa kontrola objętości
- Pole do opisu i matowa nakrywka – bezpieczne oznakowanie i szybka identyfikacja
- Mała wysokość – nieznaczne ryzyko zanieczyszczenia, końcówka pipety nie musi zanurzać się w próbówce
- Kompaktowa wielkość – oszczędność miejsca podczas przechowywania próbek, pożywek i hodowli

Informacje dla zamawiających

Nr zam.	Nazwa	Opakowanie
72.701	5 ml probówka reakcyjna	100 / torebkę 200 / pudełko tekturowe
72.701.400	5 ml probówka reakcyjna, PCR Performance Tested	100 / torebkę 200 / pudełko tekturowe

Wyposażenie dodatkowe

Nr zam.	Nazwa	Format	Wymiary zewnętrzne (mm)	Opakowanie
93.850.001	Statyw z poliwęglanu na 18 szt. probówek reakcyjnych o objętości 5 ml	6 x 3	137 x 70 x 40 (dł. x szer. x wys.)	1 / pudełko tekturowe
93.1431.001	Statyw z poliwęglanu na 48 szt. probówek reakcyjnych o objętości 5 ml	12 x 4	257 x 90 x 40 (dł. x szer. x wys.)	1 / pudełko tekturowe

Sarstedt Sp. zo.o
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com