

5 .ml-es reagensedények

Köztes méretek a laboratóriumok számára

ÚJDONSÁG!



Reagenscső, tartály közepes mennyiségű térfogatokhoz:

- Kényelmes kezelhetőség, 2 és 5 ml közötti töltési mennyiségek esetében
- Megbízható SafeSeal biztonsági kupak
- PCR Performance Tested minőség a nagy odafigyelést, tisztaságot igénylő alkalmazásokhoz



SARSTEDT

Megbízhatóan kezelhető, 2 és 5 ml közötti töltési mennyiségek esetében

A laboratóriumi rutin alkalmazások (pl. hígítási sorok, sejtek homogenizálása vagy minta-visszaállítás) gyakran 2 ml feletti töltési mennyiségeket igényelnek. A nagyobb térfogatú edények ehhez karcsú alakjuk vagy csavaros tetejük miatt gyakran alkalmatlanok.

A Sarstedt új reagensedényei a SafeSeal reagensedények és az 5 ml-es csavaros tetejű csövek előnyeit egy eszközben egyesítik. Ergonomikus kialakításuk miatt egy kézzel is könnyen nyithatók, a rápatintható fedél pedig a tömítőperem és a rögzítés révén még hőterhelés esetén is biztonságosan zár. A fedél széles kapcsolódása egyszerű és precíz záródást biztosít. A különböző csavaros fedelek felcserélése ki van zárva.



Az 5 ml-es reagensedények előnyei

- Robusztus polipropilén – 21 000 x g-ig centrifugálható, autoklávozható
- Rányomott skálabeosztás – a mennyiségek egyszerű ellenőrzése
- Feliratmező és átlátszatlan fedél – biztonságos megjelölés és gyors azonosítás
- Alacsony magasság – a szennyeződés kockázata mérsékeltebb, a pipetta hegye nem kell az edénybe merülni
- Kompakt méret – a minták, közegek vagy kultúrák helytakarékos visszaállítása

Megrendelési információk

Rendelési szám	Megjelölés	Csomagolás
72.701	5 ml-es reagensedény	100/tasak 200/karton
72.701.400	5 ml-es reagensedény, PCR Performance Tested	100/tasak 200/karton



Tartozékok

Rendelési szám	Megjelölés	Méret	Külső méretek (mm)	Csomagolás
93.850.001	Polikarbonát állvány 18 db 5 ml-es reagensedénynek	6 x 3	137 x 70 x 40 (H x Sz x M)	1/karton
93.1431.001	Polikarbonát állvány 48 db 5 ml-es reagensedénynek	12 x 4	257 x 90 x 40 (H x Sz x M)	1/karton

Sarstedt K.f.t.
Szugló u. 54
1145 BUDAPEST
Tel: +36 1 383 1216
Fax: +36 1 383 1213
info.hu@sarstedt.com
www.sarstedt.com