

Reagenční zkumavky o objemu 5 ml

Střední velikost pro laboratoře

NOVÉ!



Reagenční zkumavka pro střední objemy:

- Komfortní manipulace pro objemy 2 a 5 ml
- Bezpečné uzavírání SafeSeal
- Kvalita PCR Performance Tested pro náročné aplikace



SARSTEDT

Reagenční zkumavky o objemu 5 ml

Spolehlivá manipulace s objemy mezi 2 a 5 ml

Rutinní aplikace v laboratoři jako příprava série roztoků, homogenizace nebo uskladnění archivačních vzorků vyžadují často objemy přesahující 2 ml. Zkumavky většího objemu nebývají pro tyto účely často optimální kvůli jejich úzkému tvaru nebo šroubovacímu uzávěru.

Nová reagenční zkumavka Sarstedt v sobě spojuje přednosti reagenčních zkumavek SafeSeal a zkumavek o objemu 5 ml se šroubovacím víčkem. Díky ergonomickému tvaru se dá lehce otevřít jednou rukou. Vydrží spolehlivě uzavřená díky víčku na zacvaknutí s těsnicí chlopní a přidržovacímu výstupku i při tepelném namáhání. Široké napojení víčka umožňuje snadné a bezpečné uzavření. Záměna samostatných šroubovacích víček je vyloučena.



Přednosti reagenční zkumavky o objemu 5 ml

- Pevný polypropylen – možnost centrifugace až do 21 000 x g, možnost autoklávování
- Lisovaná stupnice – snadná kontrola objemu
- Popisovací pole a zmatněné víčko – spolehlivé označení a rychlá identifikace
- Nízká výška – nízké riziko kontaminace, kónus pipety není nutné zanořovat do zkumavky
- Kompaktní velikost – prostorově úsporné ukládání vzorků, médií nebo kultur

Informace k objednání

Obj. č.	Název	Balení
72.701	reagenční zkumavka o objemu 5 ml	100/sáček 200/karton
72.701.400	reagenční zkumavka o objemu 5 ml, PCR Performance Tested	100/sáček 200/karton

Příslušenství

Obj. č.	Název	Formát	Vnější rozměry (mm)	Balení
93.850.001	Polykarbonátové stojany na 18 reagenčních zkumavek o objemu 5 ml	6 x 3	137 x 70 x 40 (D x Š x V)	1/karton
93.1431.001	Polykarbonátové stojany na 48 reagenčních zkumavek o objemu 5 ml	12 x 4	257 x 90 x 40 (D x Š x V)	1/karton

Sarstedt spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 PRAHA 9
Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com