

5 ml reagenčné skúmavky

Stredná veľkosť pre laboratórium

NOVÉ!



Reagenčná skúmavka na stredné objemy:

- Pohodlná manipulácia s objemami medzi 2 ml a 5 ml,
- Spoľahlivý princíp zatvárania SafeSeal,
- Kvalita PCR Performance-Tested pre náročné aplikácie.



5 ml reagenčné skúmavky

Spoločná manipulácia s objemami medzi 2 ml a 5 ml.

Každodenné použitie v laboratóriu napr. na sériu riedení, homogenizáciu buniek alebo uchovávanie vzoriek si často vyžaduje objemy presahujúce 2 ml. Skúmavky s väčším objemom často nie sú na tento účel vhodné, pretože majú úzky tvar alebo uzáver so závitom.

Nová reagenčná skúmavka Sarstedt spája výhody reagenčných skúmaviek SafeSeal a 5 ml skúmaviek so závitom do jednej skúmavky. Vďaka ergonomickému tvaru sa dá ľahko otvoriť jednou rukou. Vďaka uzáveru na zacvaknutie s tesniacou klapkou a výstupkom zostáva spoľahlivo uzavretá aj pri tepelnej záťaži. Široké pripojenie uzáveru umožňuje jednoduché a precízne uzavretie. Výmena za samostatný uzáver so závitom je vylúčená.



Výhody reagenčnej skúmavky s objemom 5ml

- Pevný polypropylén – centrifugačný až do 21.000 x g, autoklávovateľný
- Lisovaná stupnica – jednoduchá kontrola objemu
- Popisné pole a matný uzáver – spoľahlivé označenie a rýchla identifikácia
- Malá výška – nepatrné riziko kontaminácie, kónus pipety nie je nutné ponoriť do skúmavky
- Kompaktná veľkosť – priestorovo úsporné uschovanie vzoriek, médií alebo kultúr

Objednávacie informácie

Objednávacie číslo	Názov	Balenie
72.701	5 ml reagenčná skúmavka	100/vrečko 200/kartón
72.701.400	5 ml reagenčná skúmavka, PCR Performance Tested	100/vrečko 200/kartón



Príslušenstvo

Objednávacie číslo	Názov	Formát	Vonkajšie rozmery (mm)	Balenie
93.850.001	Polykarbonátové stojany na 18 ks 5 ml reagenčných skúmaviek	6 x 3	137 x 70 x 40 (d x š x v)	1/kartón
93.1431.001	Polykarbonátové stojany na 48 ks 5 ml reagenčných skúmaviek	12 x 4	257 x 90 x 40 (d x š x v)	1/kartón

Sarstedt spol. s r.o.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel: +421 268 245 933
Fax: +421 268 245 934
info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**